




Сканер со встроенной фотограмметрией

Helios 600 — интраоральный сканер с IPG для ежедневной ортопедии и сложных работ на имплантатах.



Коронки
и мосты



Имплантаты



All-on-X


ОТ КОРОНКИ ДО ALL-ON-X | ИИ+IPG





Сканер со встроенной фотограмметрией

Helios 600 — интраоральный сканер с IPG для ежедневной ортопедии и сложных работ на имплантатах.



Коронки
и мосты



Имплантаты



All-on-X

ОТ КОРОНКИ ДО ALL-ON-X | ИИ+IPG



БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ НА ПОЛНОЙ ДУГЕ


Уверенность и точность

Для случаев, где важно точно передать положение нескольких имплантатов.

СКАНИРОВАНИЕ



ЦИФРОВАЯ
МОДЕЛЬ



ЛАБОРАТОРИЯ



КОНСТРУКЦИЯ




МЕНЬШЕ
ПЕРЕСЪЕМОК
точные данные
с первого раза



ПОНЯТНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
чёткая передача
информации



ПРЕДСКАЗУЕМАЯ
ПОСАДКА
высокая точность
и стабильность



КОНТРОЛЬ СЛОЖНЫХ
СЛУЧАЕВ
уверенность
в каждом шаге



ALL-ON-X

|

ДЛЯ ПОЛНОЙ ДУГИ



IPG ДЛЯ РАБОТ НА ИМПЛАНТАТАХ

Внутриротовая фотограмметрия помогает передать положение имплантатов в цифровой протокол.



ALL-ON-4



ALL-ON-6



ПОЛНАЯ ДУГА



ВИНТОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ



ТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМПЛАНТАНТОВ

Один сканер решение многих задач

От одиночной коронки до полной
цифровой реабилитации



КОРОНКИ



МОСТОВИДНЫЕ
ПРОТЕЗЫ



ИМПЛАНТАТЫ




ПОЛНАЯ ДУГА





Встроенный ИИ для получения идеального скана

Фильтрация мягких тканей уменьшает
лишние артефакты на модели



ИИ-ФИЛЬТРАЦИЯ
ТКАНЕЙ



ЧИЩЕ
3D - МОДЕЛЬ




МЕНЬШЕ
РУЧНОЙ ПРАВКИ




АВТО
КАЛИБРОВКА

И ПОМОГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ЧИСТЫЙ СКАН



Встроенный ИИ для получения идеального скана

Фильтрация мягких тканей уменьшает
лишние артефакты на модели



ИИ-ФИЛЬТРАЦИЯ
ТКАНЕЙ



ЧИЩЕ
3D - МОДЕЛЬ




МЕНЬШЕ
РУЧНОЙ ПРАВКИ



АВТО
КАЛИБРОВКА

И ПОМОГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ЧИСТЫЙ СКАН



Встроенный ИИ для получения идеального скана

Фильтрация мягких тканей уменьшает
лишние артефакты на модели



ИИ-ФИЛЬТРАЦИЯ
ТКАНЕЙ



ЧИЩЕ
3D - МОДЕЛЬ




МЕНЬШЕ
РУЧНОЙ ПРАВКИ



АВТО
КАЛИБРОВКА

И ПОМОГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ЧИСТЫЙ СКАН





30 СЕКУНД – ПОЛНАЯ ДУГА

Быстрый цифровой оттиск для ежедневной ортопедической практики



ПОЛНАЯ ДУГА
ЗА 30 СЕК



ТОЧНОСТЬ
20 МКМ



ВЕС
198 Г



ЕЖЕДНЕВНЫЙ
ПРИЕМ

БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ НА ЕЖЕДНЕВНОМ ПРИЕМЕ

ПОДКЛЮЧИЛ – И РАБОТАЕШЬ




USB 3.0
для питания
и передачи данных





ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ БЕЗ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Понятная стоимость владения для клиники



Без обязательных
ежегодных платежей



Для старта
digital - направления



Для ортопедии
и имплантатов



Готов к ежедневной
работе

ПЕРЕЙДИТЕ НА ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ С HELIOS 600