


ЭМАЛЕД 202

Светильник медицинский потолочный Эмалед 202
Светильник медицинский настенный Эмалед 202 W
Светильник медицинский передвижной Эмалед 202 П и 202 АП

 50 кЛк

 возможность
поставки
с аварийным
питанием


Технические данные

Центральная освещенность в центре светового поля на расстоянии 1 м	50 кЛк
Диаметр светового поля	150 мм
Цветовая температура	3 500 - 5 000 К
Срок службы источников света	60 000 ч
Регулировка освещенности	20 - 100 %
Сенсорная ручка	2 шт.
Гарантийный срок обслуживания	24 месяца

ЭМАЛЕД 602/602

Светильник медицинский двухкупольный потолочный

 160/160 кЛк

 возможна
установка
видеокамеры





Технические данные


Центральная освещенность в центре светового поля на расстоянии 1 м	160 кЛк
Диаметр светового поля	180 - 350 мм
Цветовая температура	3 500 - 5 000 К
Срок службы источников света	60 000 ч
Регулировка освещенности	10 - 100 %
Сенсорная ручка	2 шт. (на каждый блок освещения)
Сенсорный пульт	1 шт. (на каждый блок освещения)
Гарантийный срок обслуживания	24 месяца

ЭМАЛЕД 602

Светильник медицинский потолочный Эмалед 602
Светильник медицинский передвижной Эмалед 602 П и 602 АП

 160 кЛк

 возможна
установка
видеокамеры

 возможность
поставки
с аварийным
питанием


Технические данные

Центральная освещенность в центре светового поля на расстоянии 1 м	160 кЛк
Диаметр светового поля	180 - 350 мм
Цветовая температура	3 500 - 5 000 К
Срок службы источников света	60 000 ч
Регулировка освещенности	10 - 100 %
Сенсорная ручка	2 шт.
Сенсорный пульт	1 шт.
Гарантийный срок обслуживания	24 месяца

ЭМАЛЕД 602/602/X

Светильник медицинский потолочный
двухкупольный с консолью для монитора

 160/160 кЛк

 возможна
установка
видеокамеры

Технические данные

Центральная освещенность в центре светового поля на расстоянии 1 м	160 кЛк
Диаметр светового поля	180 - 350 мм
Цветовая температура	3 500 - 5 000 К
Срок службы источников света	60 000 ч
Регулировка освещенности	10 - 100 %
Сенсорная ручка	2 шт. (на каждый блок освещения)
Сенсорный пульт	1 шт. (на каждый блок освещения)
Консоль под монитор	1 шт.
Гарантийный срок обслуживания	24 месяца

* В связи с постоянным усовершенствованием внешний вид товара может отличаться от представленного

* В связи с постоянным усовершенствованием внешний вид товара может отличаться от представленного



Работайте с лучшими, всё остальное компромисс!

8-800-775-36-85 | info@cmtrade.ru