

# GoldiDent<sup>☺</sup>

Ваш поставщик стоматологического оборудования

## *Стоматологическая установка S380TRC Stern Weber (Италия).*

### *Вершина совершенства!*

Идеальный баланс строгости и технологических инноваций. Постоянное улучшение и технический прогресс создает жизненно важное рабочее пространство.

### **Эксклюзивные инновации**

S380TRC может похвастаться уникальным креслом, полным функций, соответствующих стилю работы тех, кто ищет инновационную эксклюзивность.

Синхронизация спинки и подножки для ног. Регулируемая подножка для ног спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт в каждом положении.

Каждое движение контролируется сенсорной панелью управления. Программа может запомнить до 4 персонализированных положений для каждого оператора.

### **Уникальное кресло**

Тонкое крепление сидений и компактное основание позволяет оператору как можно ближе приблизиться к рабочей области.

Стул пациента имеет грузоподъемность 190 кг. Позиция Тренделенбурга синхронизирована с движениями спинки.



# GoldiDent<sup>™</sup>

Ваш поставщик стоматологического оборудования

## Удобное управление

С помощью удобной панели управления, можно контролировать положение кресла, а также столика для пациента.



## Регулируемая подножка для ног

Регулируемая подножка была сделана для максимального комфорта. Даже в нижнем положении кресла, можно отрегулировать, чтобы пациент получил максимум комфорта.




# GoldiDent<sup>TM</sup>

Ваш поставщик стоматологического оборудования

## Гибкая настройка рабочего места

Регулируемая подножка была сделана для максимального комфорта. Даже в нижнем положении кресла, можно отрегулировать, чтобы пациент получил максимум комфорта.

Универсальность стула обеспечивает множество возможностей удобной настройки рабочего места, чтобы обеспечить максимально комфортные и функциональные условия для работы.



## Эргономичное кресло

Для удобства пациента кресло складывается в сидящее положение, для эффективного диалога с врачом.



## Кресло с эффектом памяти

Пациент оценит чувство комфорта и безопасности во время всего сеанса лечения



## Удобные компьютерные технологии

Интуитивное управление с помощью панель управления Full Touch. Мощный процессор, обрабатывает всю информацию.

Закаленное стекло обеспечит безопасность 5,7 дюймового экрана.

Удобное программное обеспечение позволит подключить другие устройства Stern Weber, в том числе мультимедийные и радиологические инструменты.

Возможность расположения экрана вертикально.

Ethernet-соединение обеспечивает доступ к локальной сети без необходимости использования ПК.




Персонализированные параметры. Сохранение до 4-х профилей настроек.

Сохранение личных настроек на USB устройство.

Для развития и профессионального роста, встроенные системы и точное управление помогут раскрыть потенциал.

Автоклавируемый модуль с бесщеточным микромотором stern weber i-XS4 (100-40 000 об/мин./ 4 Н/см) с фиброоптикой. Контроль вращающего момента, функции Auto Reverse и Auto Forward, вращение соединительного звена более 320°.

Перистальтический насос в паре с микромотором stern weber i-XS4 позволяет проводить сложные оральные операции.



## Беспрецедентная технологическая эволюция

Разработанные инструменты Stern Weber, гарантируют отличную производительность и предлагают стоматологам реальную возможность персонализировать свои стоматологические установки. Гибкая настройка параметров приборов с помощью панели управления Full Touch.



## Выбор расцветок

