



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я



Ultimate Comfort Smart

Made by Ritter Germany





Р а з у м н о и К а ч е с т в е н н о



Комфорт и Качество

Кресло установки имеет электромеханический привод и
Синхронизацию поворота спинки и сиденья;
Эргономический дизайн удобный для врача;
Высокая надежность
и легкий доступ ко всем узлам и агрегатам;
Встроенная система очистки воды;
Многофункциональная ножная педаль,
управляет работой инструментов и движениями
установки;
Поворотная керамическая плевательница;



И н т е л л е к т у а л ь н ы й к о м ф о р т




Кресло пациента

Эргономический дизайн кресла пациента для удобной посадки ;
Широкая и комфортная зона для перемещения врача;
Высококачественная кожаная обивка;
4 программируемых положения кресла +
последняя позиция;
Положение Trendelenburg;
Защитная функция кресла при наезде на препятствия;
Левый и правый подлокотник;
Двойной артикуляционный подголовник;



Модуль врача

Два варианта с нижней и верхней подачей инструментов; Возможность легкого и комфортного перемещения; для эффективной работы врача; Возможность компоновки инструментов по желанию;




Верхняя подача инструментов «S»:

Интегрированная сенсорная панель управления со встроенным неготоскопом;
Столик для инструментов;
Пневматический механизм тормоза;
возможность установки до 5 инструментальных модулей;
4 программируемых положения кресла + последняя позиция;

Панель управления

- Сенсорные панели с рентгеновским прибором для просмотра изображений
- 4 программируемых кресла для пациентов позиции, плюс последняя позиция
- Съемная силиконовая прокладка для легкого демонтажа очистки и дезинфекция (S-Version)



Нижняя подача инструментов «Н»:

Интегрированная сенсорная панель управления со встроенным неготоскопом;
Встроенный столик для инструментов;
Пневматический механизм тормоза;
возможность установки до 5 инструментальных модулей
4 программируемых положения кресла + Последняя позиция;
Оптический датчик наличия инструмента:

И н т е л л е к т у а л ь н о е о с в е щ е н и е



Операционный светильник

**Бесконтактный светодиодный
светильник;**

Регулируемая интенсивность освещения
8.000-30.000 люкс;

Цветовая температура 5.000 К;

Съемные ручки для стерилизации;

Сконцентрированный свет на рабочем поле;

Made by Ritter Germany 


И н т е л л е к т у а л ь н а я
п о м о щ ь

Модуль ассистента

Интегрированная сенсорная панель управления;
Возможность установки до 4 позиций;
3-х функциональный пистолет;
Шланг слюноотсоса
Шланг пылесоса



Made by Ritter Germany



Интеллектуальная помощь

- Современный дизайн педали;
- Управление скоростью и мощностью активного инструмента;
- Включение и выключение подачи воды активного инструмента;
- Управление движениями кресла;
- Продувка активного инструмента;
- Управление программами кресла;



Standard lever type



Optional pedal type

Стул врача

Стул имеет современный и комфортный дизайн;
Спинка стула имеет регулировку по высоте и симметричную форму;
Стул имеет хромированный патрон и ножки;
5ти-лучевое основание с двойными ролликами;
Возможность поставки стула с кольцевой подставкой для ног;



Цвета обивки кресла и стула



0# (PEA)	green
1# (PEB)	skyblue
5# (PEC)	orange
9# (PED)	light green
11# (PEE)	silver
13# (PEF)	grey
14# (PEG)	black
15# (PEH)	rose red
16# (PEI)	red
17# (PEK)	lemon
18# (PEL)	dark red
19# (PEM)	night blue

Shown samples may appear different in structure and colour due to the printing process.

И н т е л л е к т у а л ь н ы е о п ц и и

Базовые опции и дополнительные

STANDARD
 OPTION
 NOT AVAILABLE

Кресло пациента:

Положение Trendelenburg; ●
 Сохранение положений кресла; ●
 Система защиты кресла; ●
 Двойной артикуляционный ●
 подголовник; ●
 Левый и правый подлокотник; ●
 Бесшовная обивка; ●
 Многофункциональная система ●
 управлением;

Модуль врача:

Трех функциональный шприц; ●
 Два воздушных шланга с подсветкой; ●
 Бесщеточный электрический мотор Infinity; ○
 Пьезоэлектрический скалер Kolibri E с ○
 подсветкой; ○
 Неготокоп; ○
 Стандартный поднос для инструментов; ●

Модуль ассистента:

Панель управления; ●
 Трех плоскостные движения модуля; ●
 Трех функциональный шприц; ○
 Шланг пылесоса; ○
 Шланг слюнососа; ○
 Полимеризационная лампа; ●

Гидроблок:

Поворотная керамическая ●
 плевательница; ●
 Система подачи автономной воды; ●
 Бойлер нагрева воды; ●
 Набор для подключения внешней ●
 вакуумной помпы; ●
 Селективный клапан; ●
 Система Вентури; ●

Операционный светильник:

Ritter LED ●
 Ritter SunLite LED ○


Стул:

Mobilo Flex 50 ●
 Mobilo Flex 50 для ассистента ○

Мультимедийная система:

Интраоральная камера ○





Ritter Concept GmbH
Freiburger Str. 45
88400 Biberach, Germany

Fon 0049 7351 / 52 925-10
Fax 0049 7351 / 52 925-11

info@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com

Your Ritter-Partner:

Авторизованный дилер на территории России:

ООО «ХАРИКО ДЕНТА МЕД»
115114, г Москва, Дербеневская
набережная, д.11 корп. В
БЦ ПОЛЛАРС, Этаж 3.
+7 (495) 913-66-06 доб. 220
+7 (968) 808-83-70
Ilya.Egorov@hariko.ru