

# КАТАЛОГ

Оборудование

Установка

## Azimut 600A



### Врачебный модуль

- Нижняя подача инструмента
- Поворотный модуль на 180 гр.
- Шесть гнезд для инструментов
- Пистолет вода-воздух
- Электромотор LED
- Скалер Woodpecker LED
- 12,3 дюймовый экран с сенсорным управлением всеми функциями установки
- Поднос из нержавеющей стали
- Девять программ памяти кресла
- Съёмный негатоскоп
- Система самодезинфекции
- Бутылка для дистиллированной воды с креплением на штанге держателя столика врача

### Модуль ассистента

- Поворотный блок на 90 гр.
- Пистолет вода-воздух
- Полимеризационная лампа Woodpecker
- Слюноотсос и пылесос – эжекционного типа
- Сенсорный блок управления установкой

# Azimut 600A



## Кресло

- Электромеханический привод
- Мягкая обивка (немецкий пр-ль Continental)
- Два подлокотника (правый откидной)
- Цельнолитая спинка кресла
- Артикуляционный подголовник
- Согласованное движение спинки и сидения
- Кнопка аварийной остановки
- Макс. грузоподъемность – 180 кг
- Блок коммуникаций под креслом

## Педаль

- Клавиши вода и воздух
- Тумблер вкл/выкл подачи воды
- Продувка шлангов
- Смыть плевательницы
- Наполнение стакана
- Джойстик управления креслом

## В комплекте

- Стулья врача и ассистента
- Полимеризационная лампа Woodpecker
- Мотор воздушный с прямым и угловым наконечником
- Турбинный наконечник с генератором света
- Электрический микромотор со светом
- Скалер встроенный Woodpecker
- Фиброоптика



## Гидроблок

- Стационарный гидроблок
- Поворотная керамическая плевательница 90гр.
- Система подачи чистой воды на врачебный модуль
- Цифровая автоматическая система дезинфекции
- Беспроводная зарядка для телефона
- USB разъем
- Встроенное зеркало
- Кнопка наполнения стакана водой
- Отображение температуры воды
- Бутылка для дезинфицирующей жидкости
- Фильтры пылесоса и слюноотсоса

## Светильник хирургический

- Светодиодный (16 диодов)
- Яркость 8 000 – 100 000 Lux
- Теплый/холодный свет
- Штанга для монитора
- Подстаканник
- Столик с боксом для салфеток

