

A-dec 200

Оборудование, созданное для успеха





Большой удобный лоток вмещает все необходимое.

Оборудование, созданное для вас

Лучший способ узнать, какие кресло и система подачи нужны стоматологам, — спросить их об этом. Так мы и сделали. Система A-dec 200™ была разработана, чтобы соответствовать вашим особым требованиям и быть отражением вашего личного стиля. Мы понимаем, что каждая минута, проведенная с пациентом, имеет значение. Каждая деталь важна. Как и вы, мы стремимся сделать вашу работу наиболее успешной. Оборудование отражает уровень ваших навыков и качество вашего лечения. Вы увидите, что каждый изгиб, каждая линия и деталь системы A-dec 200 разработаны для повышения качества обслуживания пациентов.

*На двухшарнирном подголовнике и гладкой, бесшовной обивке
пациентам будет очень удобно.*



Оборудование, созданное для
длительного использования



Корпус светильника с тремя осями вращения очень легко расположить нужным образом. Это обеспечивает сбалансированную яркость света, надлежащую контрастность и четкий обзор.



Ваше оборудование должно работать вместе с вами. Именно поэтому компания A-dec управляет производственными процессами так, чтобы предоставить врачам самое надежное и долговечное оборудование. К примеру, мы создаем, испытываем и оцениваем каждый цилиндр кресла — от сырья до готовой системы в сборе. Мы сами производим высококачественные шланги для систем подачи. Мы постоянно следим за тем, чтобы наши системы производства соответствовали стандартам качества A-dec. Решение A-dec 200 — это многофункциональная надежная система, способная выдержать длительную непрерывную эксплуатацию.



Оборудование, созданное для работы



Система A-dec 200 не только прослужит вам долгие годы, но также будет развиваться вместе с вашими потребностями. Устойчивая к образованию пятен плевательница, которую очень легко повернуть к пациенту, помогающий в работе телескопический кронштейн ассистента и сенсорная панель для управления креслом, светильником и плевательницей — все это сделает вашу работу более удобной. При этом открытая расширяемая платформа позволит быстро добавлять и менять вспомогательное оборудование. С ее помощью вы сможете много лет работать на высочайшем уровне эффективности.

- Корпус светильника с тремя осями вращения позволяет направлять свет под углом, удобным для вас и вашего пациента.
- Четыре предустановленных положения кресла дают более гибкие возможности для расположения пациента.
- Вспомогательные устройства помогают модернизировать систему по мере развития ваших потребностей.
- Двухпозиционные подлокотники и шарнирное соединение сидения кресла обеспечивают комфорт пациента.
- Крышки обтекаемой формы сохраняют чистоту поверхностей.



Система подачи

Чтобы лечить пациентов еще быстрее, держите все необходимое под рукой. Просто расположите регулируемые держатели под наиболее удобным углом, и вам больше не придется далеко тянуться за инструментами.

Сенсорная панель

Одними касаниями пальцев вы можете управлять креслом, светильником и плевательницей.

Плевательница и центральный опорный блок

Фарфоровая плевательница поворачивается в удобное для пациента положение. Легко наполняемая бутылка объемом два литра обеспечивает постоянную подачу воды для проведения различных процедур. На центральном опорном блоке может быть размещено дополнительное оборудование, например отделители амальгамы и вакуумные системы.



Бутылка автономной системы водоснабжения.

Бесшовная обивка


Обтекаемая вакуум-формованная обивка без видимых швов упрощает очистку и техническое обслуживание.

Инструменты ассистента

Трехпозиционный держатель и телескопический кронштейн обеспечивают надлежащее положение вакуумных инструментов для удобного доступа к пациенту.



Отдельный трехпозиционный держатель показан с дополнительной сенсорной панелью и пистолетом.





Развитие отношений

Офис компании A-dec расположен в городе Newberg, (штат Орегон, США), но наши клиенты живут на всех континентах, кроме Антарктики. На оборудование A-dec, которое многие годы изо дня в день выдерживает постоянную эксплуатацию, полагаются учебные заведения и учреждения более чем в 75 странах. Но компания A-dec предоставляет не только качественное оборудование. Вы получаете полный спектр обслуживания и поддержки на долгое время после продажи и установки. Местные дилеры и специалисты по обслуживанию удовлетворят любые ваши потребности и помогут избежать перерывов в работе. Кроме того, опираясь на наш 45-летний опыт работы, вы сможете с легкостью расширить свою клинику. Если у вас возникнут вопросы, проблемы или идеи по усовершенствованию, просто позвоните нам. Мы всеми силами стремимся помочь вам достичь успеха, поскольку компания A-dec создает не только оборудование. Мы создаем отношения.



Головной офис компании A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 USA

Тел.: 1.800.547.1883 на территории США/Канады

Тел.: 1.503.538.7478 за пределами США/Канады

Факс: 1.503.538.0276

a-dec.com

A-dec Australia

Тел: 1.800.225.010 для Австралии

Тел: + 61 (0)2 8332 4000 для других стран,

кроме Австралии

a-dec.com.au

Международные центры продаж

A-dec United Kingdom

Тел: 0800 ADECUK (233285) для Великобритании

Тел: +44 (0) 24 7635 0901 для других стран,

кроме Великобритании

a-dec.co.uk

A-dec и логотип A-dec являются торговыми марками, зарегистрированными в U.S. Patent and Trademark office (Патентном ведомстве США). A-dec 200 является торговой маркой компании A-dec Inc. Все остальные изделия или услуги, упомянутые в данном документе, защищены торговыми марками, знаками обслуживания или наименованиями изделий, определяемыми компаниями, продающими данные изделия. Символы на сенсорной панели являются собственностью компании A-dec Inc.

Показанные цвета и изделия могут отличаться в зависимости от фактических материалов и подлежат изменению без уведомления. Для получения точных цветовых образцов и самой актуальной информации об изделиях обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.

©2010 A-dec Inc. Все права защищены.
85.0093.10/GAC/4.5M/2-11/Rev A