

Create it 

МИНИ-КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
2026

**NSK**

## ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Серия Ti-Max Z(стр.4) / Серия S-Max M(стр.5)  
Серия S-Max pico(стр.6) / Серия X450(стр.8)  
Серия ДунаLED(стр.9) / Серия Pана-Max(стр.10-11)

стр.4-11

## НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ / УГЛОВЫЕ

Серия Ti-Max Z(стр.12) / Серия nano(стр.13)  
Серия Ti-Max X(стр.14-15) / Серия S-Max M(стр.16)  
Серия FX(стр.17) Серия EX(стр.18-19)

стр.12-19

## МОТОРЫ КЛИНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

NLX nano/ NLX plus / Multi Pad(стр.20-21)  
NBX / M40XS(стр.22)  
Пневматические микромоторы(стр.23)

стр.20-23

## ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Ультразвуковые скалеры Varios 970 / 370 / 170(стр.24) Насадки для ультразвуковых скалеров Varios(стр.25-35) Пневматические скалеры Ti-Max S970 / AS2000(стр.36) Насадки для пневматических скалеров(стр.37-41) Система для полирования зубов Prophy-Mate neo(стр.42) Система для поддесневой обработки Perio-Mate(стр.43)

стр.24-43

## ЭНДОДОНТИЯ

Эндомоторы ENDO-MATE TC2 / DT(стр.44)  
Апекслокатор iРехII(стр.45)

стр.44-45

## ХИРУРГИЯ

Ультразвуковая хирургическая система VarioSurg3(стр.46) Насадки для VarioSurg(стр.47-53) Хирургический физиодиспенсер Surgic Pro2 / Pro+ / Pro(стр.54-57) Наконечники для хирургии(стр.58) Наконечники для микрохирургии(стр.60) Наконечники для костной пластики(стр.61-62) iSD900 / Osseo 100 / 100+(стр.63)

стр.46-63

## ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Серия моторов ULTIMATE XL(стр.64-65)  
Серия моторов VOLVERE i7(стр.66)  
PRESTO AQUA II(стр.67)

стр.64-67

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

iCare(стр.68)  
PANA SPRAY Plus / Мульти-манометры(стр.69)  
Авторизованные сервисные центры(стр.71)

стр.68-71

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Список официальных дилеров

стр.72-75

# ПРЕИМУЩЕСТВА NSK

## Сотообразное оптическое стекло от NSK

Сотообразное оптическое стекло обеспечивает идеальную светопроводимость, оно очень надежно и не меняет своей структуры при многократном автоклаивировании.

## Комплексный опорный подшипник (ISB) от NSK

Стандартные шариковые подшипники состоят из внутреннего кольца, внешнего кольца, сепаратора и шариков, в то время как в комплексном опорном подшипнике (ISB) сам вал образует внутреннее кольцо и держит внешнее. Соединение вала и внутреннего кольца обеспечивает повышенную жесткость, которая способствует точному и постоянному вращению без вибрации.

## Керамические подшипники от NSK

Керамические подшипники на 25% тверже, чем стальные, но при этом весят в 2 раза меньше. Преимуществом керамических подшипников является то, что износ при трении между деталями подшипникового узла значительно ниже, это обеспечивает повышенную производительность и долговечность, а также более тихий режим работы.

## Система очистки головки от NSK

Запатентованная система очистки головки NSK встроена в наконечник. Она представляет собой специальный неподвижный механизм, который автоматически предотвращает проникновение жидкости и других загрязняющих веществ в головку наконечника, что увеличивает срок службы подшипника.

## Кнопочный зажим от NSK

Кнопочный зажим - оригинальный механизм от NSK с автоматическим зажимным патроном, который усиливает фиксацию бора во время вращения. Зажим обеспечивает установку и извлечение бора одним нажатием кнопки без каких-либо дополнительных инструментов. Механизм зажима бора разработан таким образом, что сила удержания бора увеличивается при возрастании скорости.

## Четырехточечный спрей от NSK

Четырехточечный спрей от NSK эффективно охлаждает всю поверхность бора и равномерно распределяет эффект охлаждения по всем зонам.

## Безвозвратный клапан от NSK

Безвозвратный клапан встроен в переходник, а также в воздушные моторы. Он предотвращает обратное втягивание загрязняющих жидкостей в систему подачи охлаждения наконечника. В сочетании с системой очистки головки безвозвратный клапан эффективно защищает наконечник от проникновения загрязняющих веществ внутрь.

## Эргономика и комфорт инструментов NSK

Компания NSK сосредотачивает все свои усилия на разработке наконечников, которые удобны в использовании даже при длительном применении. Причем это требование учитывается при разработке наконечников со всеми типами головок. Титан - оптимальный материал, он особенно легок, приятен на ощупь и плотно держится в руке за счет текстуры поверхности даже при работе в перчатках.

## Покрытие против скольжения DURAGRIP от NSK

Специальное покрытие корпуса, созданное для повышения комфорта при работе с инструментом, также как и DURACOAT устойчиво к царапинам.

## Покрытие против царапин DURACOAT от NSK

Покрытие DURACOAT - последняя разработка компании NSK в области совершенствования поверхности инструментов. Покрытие обладает такими преимуществами, как свойства биосовместимости титана, отсутствие компонентов, вызывающих аллергические реакции, а также увеличенный срок службы. DURACOAT - гладкая приятная на ощупь поверхность, обеспечивающая защиту от царапин. Наконечник с таким покрытием удобно держать в руке.

## Можно стерилизовать в автоклаве

Все наконечники NSK обладают повышенной надежностью и долгим сроком службы при повседневном автоклаивировании. Все наконечники можно автоклаивировать при температуре до 135°C.

## Можно обрабатывать в аппарате для термодезинфекции

Для предотвращения распространения инфекций рекомендуется дезинфицировать наконечники до автоклаивирования. Данный символ (☒) на вашем приборе NSK означает, что вы можете обрабатывать наконечник аппаратом для термодезинфекции.

# Переходники с технологией LED

- Корпус из нержавеющей стали • Титановое покрытие • Безвозвратный клапан
- Светодиод встроен в переходник

LED



оптикой МОДЕЛЬ APT. цена

● PTL-CL-LED P1001600 180\$

Для соединения NSK

● PTL-CL-LEDIII P1001601 255\$

Для соединения NSK с регулятором объема подачи спрея

● KCL-LED P1005600 310\$

Для соединения KaVo® MULTIflex® LUX с регулятором объема подачи воды

● SCL-LED P1009600 310\$

Для соединения Sirona® с регулятором объема подачи воды

# Переходники NSK

- Корпус из алюминия • Безвозвратный клапан



оптикой МОДЕЛЬ APT. цена

— FM-CL-M4 P434051 110\$

4-канальное соединение стандарта Midwest

— QD-J M4 T334051 110\$

4-канальный разъем Midwest

— QD-J B2/B3 T332051 110\$

2-канальный разъем Borden

## Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против скольжения
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей • Микрофильтр

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	Z800L	P1110	946\$

**Миниатюрная головка**  
 мощность: 23 Вт  
 скорость: 360 000- 440 000 об/мин  
 размер головки: ø10,8 x B12,1 мм

●	Z900L	P1111	946\$
---	-------	-------	-------

**Стандартная головка**  
 мощность: 26 Вт  
 скорость: 320 000-400 000 об/мин  
 размер головки: ø12,5 x B13,1 мм

Прямое подсоединение к переходникам KaVo® MULTIflex®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	Z800KL	P1112	985\$

●	Z900KL	P1113	985\$
---	--------	-------	-------

●	Z800SL	P1114	985\$
---	--------	-------	-------

●	Z900SL	P1115	985\$
---	--------	-------	-------

**Миниатюрная головка**  
 мощность: 21 Вт  
 скорость: 360 000- 440 000 об/мин  
 размер головки: ø10,8 x B12,1 мм

**Стандартная головка**  
 мощность: 24 Вт  
 скорость: 320 000-400 000 об/мин  
 размер головки: ø12,5 x B13,1 мм

Турбины с интегрированной подсветкой LED



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	Z800WL	P1120	985\$

●	Z900WL	P1121	985\$
---	--------	-------	-------

●	Z800BL	P1116	985\$
---	--------	-------	-------

●	Z900BL	P1117	985\$
---	--------	-------	-------

## S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	M500L	P1001	580\$

—	M500	P1003	550\$
---	------	-------	-------

**Миниатюрная головка**  
 мощность: 23 Вт  
 скорость: 380 000-450 000 об/мин  
 размер головки: ø10,6 x B12,4 мм

●	M600L	P1002	580\$
---	-------	-------	-------

—	M600	P1004	550\$
---	------	-------	-------

**Стандартная головка**  
 мощность: 26 Вт  
 скорость: 325 000-430 000 об/мин.  
 размер головки: ø12,1 x B13,3 мм

Прямое подключение к переходникам KaVo® MULTIflex®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	M500KL	P1005	680\$

—	M500K	P1007	610\$
---	-------	-------	-------



**Миниатюрная головка**  
 мощность: 23 Вт  
 скорость: 380 000-450 000 об/мин  
 размер головки: ø10,6 x B12,4 мм

●	M600KL	P1006	680\$
---	--------	-------	-------

—	M600K	P1008	610\$
---	-------	-------	-------

**Стандартная головка**  
 мощность: 26 Вт  
 скорость: 325 000-430 000 об/мин.  
 размер головки: ø12,1 x B13,3 мм

Прямое подключение к переходникам Sirona®, W&H®, Bien-Air®



ГОЛОВА	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Миниатюрная	●	M500SL	P1009	680\$

Стандартная	●	M600SL	P1010	680\$
-------------	---	--------	-------	-------

Миниатюрная	●	M500WLED	P1095	680\$
-------------	---	----------	-------	-------

Стандартная	●	M600WLED	P1096	680\$
-------------	---	----------	-------	-------

Миниатюрная	●	M500BL	P1056	680\$
-------------	---	--------	-------	-------

Стандартная	●	M600BL	P1057	680\$
-------------	---	--------	-------	-------

**Миниатюрная головка**  
 мощность: 23 Вт  
 скорость: 380 000-450 000 об/мин  
 размер головки: ø10,6 x B12,4 мм

**Стандартная головка**  
 мощность: 26 Вт  
 скорость: 325 000-430 000 об/мин.  
 размер головки: ø12,1 x B13,3 мм

## S-Max pico

- Корпус из нержавеющей стали • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой МОДЕЛЬ АРТ. цена

- **S-Max pico P1140 680\$**

мощность: 9 Вт  
 скорость: 380 000-450 000 об/мин  
 размер головки: ø8,6 x B9,0 мм  
 для боров с коротким / очень коротким  
 хвостовиком.  
 Набор боров в комплекте.

Прямое подключение к переходникам  
 KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®




оптикой МОДЕЛЬ АРТ. цена

- **S-Max pico KL P1142 720\$**

мощность: 9 Вт  
 скорость: 380 000-450 000 об/мин  
 размер головки: ø8,6 x B9,0 мм  
 для боров с коротким / очень коротким  
 хвостовиком.  
 Набор боров в комплекте.

## S-Max pico


Модельный ряд боров



МОДЕЛЬ АРТ. цена


- PC1 Y1001817 45\$**

Набор из 3 шт.




- PC2 Y1001818 45\$**

Набор из 3 шт.




- PC3 Y1001819 45\$**

Набор из 3 шт.




- PC3ff P1002019 45\$**

Набор из 3 шт.




- PC4 Y1001820 45\$**

Набор из 3 шт.




- PC4ff P1002020 45\$**

Набор из 3 шт.




- PC5 Y1001821 45\$**

Набор из 3 шт.




- PC5ff P1002021 45\$**

Набор из 3 шт.



- PC6 Y1001822 45\$**

Набор из 3 шт.



- PC6ff P1002022 45\$**

Набор из 3 шт.



## Ti-Max X450

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Угол наклона головки 45° • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Трехточечный водяной поток

### Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X450L	P1078	960\$
—	X450	P1088	820\$

мощность: 21 Вт  
 скорость: 380 000-450 000 об/мин  
 размер головки: ø11,2 x B13,5 мм  
 Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)

### Прямое подсоединение к шлангам



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	X450M4	P1092001	695\$

мощность: 18 Вт  
 скорость: 380 000-450 000 об/мин  
 размер головки: ø11,2 x B13,5 мм  
 Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)

### Прямое подсоединение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X450KL	P1079	999\$

мощность: 18 Вт  
 скорость: 380 000-450 000 об/мин  
 размер головки: ø11,2 x B13,5 мм  
 Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)



●	X450SL	P1080	999\$
---	--------	-------	-------

мощность: 18 Вт  
 скорость: 380 000-450 000 об/мин  
 размер головки: ø11,2 x B13,5 мм  
 Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)

## DynaLED

- Встроенный генератор подсветки LED • Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

### Турбины с интегрированной автономной подсветкой LED



ГОЛОВА	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	--------	------	------

Миниатюрная M500LG M4 P1105 650\$

Стандартная M600LG M4 P1104 650\$

Миниатюрная M500LG B2 P1107 650\$

Стандартная M600LG B2 P1106 650\$

Миниатюрная M500LG QD P1109 650\$

Стандартная M600LG QD P1108 650\$

**Миниатюрная головка**  
 мощность: 15 Вт (M4, B2) / 13 Вт (QD)  
 скорость: 380 000 - 450 000 об/мин  
 размер головки: ø10,6 x B12,4 мм

**Стандартная головка**  
 мощность: 16 Вт (M4, B2) / 14 Вт (QD)  
 скорость: 330 000 - 430 000 об/мин.  
 размер головки: ø12,1 x B13,3 мм



## Pana-Max PLUS

- Корпус из нержавеющей стали
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Подсоединение к 4-канальным шлангам Midwest



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>PAP-MU M4</b>	<b>P1021</b>	<b>265\$</b>

скорость: 380 000-450 000 об/мин.  
Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм;



—	<b>PAP-SU M4</b>	<b>P1022</b>	<b>265\$</b>
---	------------------	--------------	--------------

скорость: 340 000-410 000 об/мин.  
Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм;

Подсоединение к 2/3-канальным шлангам Borden



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>PAP-MU B2</b>	<b>P1023</b>	<b>265\$</b>

скорость: 380 000-450 000 об/мин.  
Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм;



—	<b>PAP-SU B2</b>	<b>P1024</b>	<b>265\$</b>
---	------------------	--------------	--------------

скорость: 340 000-410 000 об/мин.  
Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм;

## Pana-Max2

- Корпус из нержавеющей стали • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора (кроме Pana-Max2R)
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам NSK PTL



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 PTL</b>	<b>P1211</b>	<b>210\$</b>

Скорость: 350 000-450 000 об/мин  
размер головки: ø11,2 x B13,4 мм

Прямое подсоединение к переходникам KaVo® MULTiflex®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 KV</b>	<b>P1212</b>	<b>210\$</b>

Скорость: 350 000-450 000 об/мин  
размер головки: ø11,2 x B13,4 мм

Подсоединение к переходникам NSK QD



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 QD</b>	<b>P1156</b>	<b>210\$</b>

Скорость: 300 000-400 000 об/мин,  
размер головки: ø11,2 x B13,4 мм

Подсоединение к 4-канальным шлангам Midwest



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 M4</b>	<b>P1154</b>	<b>210\$</b>

Скорость: 350 000-450 000 об/мин  
размер головки: ø11,2 x B13,4 мм



—	<b>Pana-Max2R M4</b>	<b>T1029</b>	<b>145\$</b>
---	----------------------	--------------	--------------

Скорость: 300 000-400 000 об/мин  
размер головки: ø11,2 x B12,5 мм  
Цанга с ключом

Подсоединение к 2/3-канальным шлангам Borden



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 B2</b>	<b>P1155</b>	<b>210\$</b>

Скорость: 350 000-450 000 об/мин  
размер головки: ø11,2 x B13,4 мм



—	<b>Pana-Max2R B2</b>	<b>T1030</b>	<b>145\$</b>
---	----------------------	--------------	--------------

Скорость: 300 000-400 000 об/мин  
размер головки: ø11,2 x B12,5 мм  
Цанга с ключом

## Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин/скольжения
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора • Микрофильтр



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Z95L</b>	<b>C1034</b>	<b>1 290\$</b>

- Повышение 1:5 • 4-точечный спрей
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
- Макс. скорость: 200 000 об/мин



●	<b>Z85L</b>	<b>C1062</b>	<b>1 255\$</b>
---	-------------	--------------	----------------

- Повышение 1:5 • Одинарный спрей
- Миниатюрная головка
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Макс. скорость: 200 000 об/мин
- Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
- \*Только для боров с коротким хвостовиком



●	<b>Z25L</b>	<b>C1038</b>	<b>765\$</b>
---	-------------	--------------	--------------

- Передача 1:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



●	<b>Z15L</b>	<b>C1039</b>	<b>867\$</b>
---	-------------	--------------	--------------

- Понижение 4:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 10 000 об/мин



●	<b>Z10L</b>	<b>C1040</b>	<b>1 085\$</b>
---	-------------	--------------	----------------

- Понижение 16:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 2 500 об/мин

## Ti-Max Z45L

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против • Угол наклона головки 45°
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей (струя/распыление) • Микрофильтр
- Система против нагрева • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Z45L</b>	<b>C1064</b>	<b>1 400\$</b>

- Повышение 1:4,2
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Макс. скорость: 168 500 об/мин

## Ti-Max nano

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора (за исключением nano65LS)



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>nano95LS</b>	<b>C1099</b>	<b>1 425\$</b>

- Повышение 1:5 • Повышенная надежность
- Четырехточечный спрей
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Микрофильтр • Система против нагрева
- Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
- Макс. скорость: 200 000 об/мин



●	<b>nano25LS</b>	<b>C1100</b>	<b>890\$</b>
---	-----------------	--------------	--------------

- Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Микрофильтр
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



●	<b>nano15LS</b>	<b>C1101</b>	<b>915\$</b>
---	-----------------	--------------	--------------

- Понижение 4:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Микрофильтр
- Макс. скорость: 10 000 об/мин








●	<b>nano65LS</b>	<b>H1048</b>	<b>930\$</b>
---	-----------------	--------------	--------------

- Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей
- Для НР боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)\*
- Макс. скорость: 40 000 об/мин
- \*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.



## Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (за исключением X65L/65)
- Микрофильтр (за исключением X65L/65)

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	● X95L	C600	845\$
	— X95	C610	825\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повышение 1:5 • 4-точечный спрей</li> <li>• Для FG боров (ø1,6 мм)</li> <li>• Керамические подшипники</li> <li>• Макс. скорость: 200 000 об/мин</li> </ul>			
	● X85L	C604	893\$
	— X85	C614	825\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повышение 1:5 • Одинарный спрей</li> <li>• Миниатюрная головка</li> <li>• Для FG боров (ø1,6 мм)</li> <li>• Керамические подшипники</li> <li>• Система очистки головки</li> <li>• Кнопочный Зажим бора</li> <li>• Макс. скорость: 200 000 об/мин</li> <li>*Только для боров с коротким хвостовиком</li> </ul>			
	● X25L	C601	715\$
	— X25	C611	610\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача 1:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для СА боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>			
	● X15L	C602	1 012\$
	— X15	C612	910\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 4:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для СА боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Макс. скорость: 10 000 об/мин</li> </ul>			
	● X65L	H273	950\$
	— X65	H274	840\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача 1:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для НР боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Для СА боров (ø2,35 мм)*</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> <li>*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора.</li> </ul>			

## Ti-Max X

### Эндодонтические наконечники



### оптикой

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
● X35L	C620	1 111\$
— X35	C624	979\$

- Понижение 10:1 • Одинарный спрей
- Для ручных и машинных файлов
- Возвратно-поступательное движение на 60°
- Кнопочный Зажим бора
- Макс. скорость: 4 000 об/мин

**QF Adaptor C877701 51\$**

### Наконечники для профилактики



### оптикой

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
● X55L	C608	1 331\$
— X55	C618	1 095\$

- Понижение 4:1 • Одинарный спрей
- Для профилактических насадок / насадок EVA
- Движение вертикальное возвратно-поступательное (длина хода-1,4 мм)
- Насадки Lamineer приобретаются отдельно
- Макс. скорость: 10 000 об/мин







### оптикой

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
● X57L	C609	1 012\$
— X57	C619	731\$

- Понижение 16:1
- Для колпачков и щеток с резьбой
- Вращение на 360°
- Без подачи воды
- Макс. скорость: 2 500 об/мин

## S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (M95L / M95, M25L / M25, M15L / M15)

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	● M95L	C1023	720\$
	— M95	C1026	575\$
	● M25L	C1024	499\$
	— M25	C1027	328\$
	● M15L	C1025	545\$
	— M15	C1028	380\$
	● M65	H1008	319\$

• Повышение 1:5 • 4-точечный спрей  
 • Для FG боров (ø1,6 мм)  
 • Керамические подшипники  
 • Макс. скорость: 200 000 об/мин



• Передача 1:1 • Одинарный спрей  
 • Для СА боров (ø2,35 мм)  
 • Макс. скорость: 40 000 об/мин

• Понижение 4:1 • Одинарный спрей  
 • Для СА боров (ø2,35 мм)  
 • Макс. скорость: 10 000 об/мин

• Передача 1:1 • Одинарный спрей  
 • Для НР боров (ø2,35 мм)  
 • Для СА боров (ø2,35 мм)\*  
 • Макс. скорость: 40 000 об/мин  
 \*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора.

## FX series

Наконечники общего назначения  
С наружной системой подачи охлаждения

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	— FX25	C1052002	245\$
	— FX23	C1056002	163\$
	— FX15	C1053002	285\$

• Прямая передача 1:1  
 • Для СА боров (ø2,35 мм)  
 • Система очистки головки  
 • Кнопочный зажим бора  
 • Шариковые подшипники  
 • Макс. скорость: 40 000 об/мин

• Прямая передача 1:1  
 • Для СА боров (ø2,35 мм)  
 • Кнопочный зажим бора  
 • Макс. скорость: 30 000 об/мин

• Понижение 4:1  
 • Для СА боров (ø2,35 мм)  
 • Система очистки головки  
 • Кнопочный зажим бора  
 • Шариковые подшипники  
 • Макс. скорость: 10 000 об/мин

Наконечники для эндодонтии

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
— FX75	C1055002	388\$	

• Понижение 16:1 • Миниатюрная головка  
 • Для машинных файлов  
 • Вращение на 360 • Кнопочный зажим бора  
 • Макс. скорость: 1 250 об/мин

Наконечники для профилактики

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
— FX57	C1054002	229\$	
— FX65	H1014002	220\$	

• Понижение 4:1  
 • Для колпачков и щеточек с резьбой  
 • Вращение на 360  
 • Без подачи воды • Система защиты от пасты  
 • Макс. скорости: 5 000 об/мин

• Прямая передача 1:1  
 • Для НР боров (ø2,35 мм)  
 • Система очистки головки  
 • Макс. скорость: 40 000 об/мин

## НАС-ЕС



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>НАС-ЕС</b>	<b>Y110148</b>	<b>180\$</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямая передача 1:1 • Для СА боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Зажим бора с защелкой</li> <li>• Макс. скорость 30 000 об/мин</li> </ul>
	<b>Spray Nozzle</b>	<b>C032701</b>	<b>15\$</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Распылительная насадка для NAC, BB, FPB, FFB (приобретается отдельно)</li> </ul>

## EX-6B



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>EX-6B</b>	<b>H260001</b>	<b>245\$</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача 1:1 • Для НР боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Система очистки головки</li> <li>• Макс скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>
	<b>Spray Nozzle</b>	<b>H019711</b>	<b>15\$</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Распылительная насадка для EX-6B, EX-5B (приобретается отдельно)</li> </ul>

## Головки и редукторы серии EX

С наружной системой подачи охлаждения  
Головки общего применения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>FPB-Y</b>	<b>C875</b>	<b>210\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для СА боров (02,35 мм) • Система очистки головки</li> <li>• Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>
<b>НАС-Y</b>	<b>C032002</b>	<b>90\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой</li> <li>• Макс. скорость 30 000 об/мин</li> </ul>
<b>BB-Y</b>	<b>C037</b>	<b>158\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой</li> <li>• Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>
<b>NBBW-Y</b>	<b>C211</b>	<b>158\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой</li> <li>• Шариковые подшипники</li> <li>• С соплом для подачи охлаждения</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>
<b>NM-Y</b>	<b>C247</b>	<b>147\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Миниатюрная головка • Зажим бора с защелкой</li> <li>• Для СА боров (02,35 мм)</li> <li>• Макс. скорость: 30 000 об/мин</li> </ul>
<b>FFB-Y</b>	<b>C884</b>	<b>156\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для FG боров (01,6 мм) • Система очистки головки</li> <li>• Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>
<b>NRS2-Y</b>	<b>C549</b>	<b>148\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 10:1 • Для СА боров (02,35 мм)</li> <li>• Система очистки головки • Кнопочный зажим бора</li> <li>• Макс. скорость: 3 000 об/мин</li> </ul>

FPB-Y, FFB-Y, NRS2-Y



## Головки и редукторы серии EX

Головки для эндодонтического применения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>MP-Y</b>	<b>C547</b>	<b>159\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Миниатюрная головка • Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 20 000 об/мин</li> </ul>
<b>MPA-Y</b>	<b>C548</b>	<b>280\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность подключения к апекслокатору (для длинного хвостовика)</li> <li>• Миниатюрная головка • Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 20 000 об/мин</li> </ul>
<b>MPAS-Y</b>	<b>C882</b>	<b>280\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность подключения к апекслокатору (для короткого хвостовика)</li> <li>• Миниатюрная головка • Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 20 000 об/мин</li> </ul>
<b>TEQ-Y</b>	<b>C849001</b>	<b>210\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возвратно-поступательное движение на 80°</li> <li>• Для машинных файлов (ø2,35 мм)</li> <li>• Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 4 000 об/мин</li> </ul>
<b>TEP-Y</b>	<b>C837001</b>	<b>210\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возвратно-поступательное движение на 60°</li> <li>• Для ручных файлов</li> <li>• Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 4 000 об/мин</li> </ul>

Редукторы



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>EC-30</b>	<b>C100008</b>	<b>150\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямая передача 1:1</li> </ul>
<b>ER4</b>	<b>C634</b>	<b>230\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 4:1</li> </ul>
<b>ER10</b>	<b>C635</b>	<b>280\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 10:1</li> </ul>
<b>ER16</b>	<b>C636</b>	<b>290\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 16:1</li> </ul>
<b>ER64</b>	<b>C637</b>	<b>355\$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 64:1</li> </ul>

MP-Y, MPA-Y, MPAS-Y, TEP-Y



## NLX nano

Портативный электрический микроmotor  
Скорость: 2 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н·см

Бесщеточный

LED



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>NLX nano S230(230V)</b>	Y1001362	2 320\$

Комплектация:

- NLX nano U (Блок управления)
- NLX nano (Микроmotor)
- NLX CO (Кабель) • NLAC (Блок питания) 230В

Встраиваемый электрический микроmotor  
Скорость: 1 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н·см

Бесщеточный

Отдельные компоненты встраиваемой системы



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>NLX BF D1C0B</b>	U1020010	650\$
●	<b>NLS-A ADPB</b>	U1020050	200\$
●	<b>NLS-A SELB</b>	U1020056	250\$
●	<b>NLX nano</b>	E1044051	1 300\$
●	<b>nano CDB</b>	E1044066	440\$

- Блок питания с модулем подсветки и пневмовыходами для встраиваемой системы
- Размеры с корпусом: Ш115 x Д68,5 x В40 (мм)
- Трансформатор для встраиваемой системы (24 В Пер.тока- 32 В Пост.тока)
- Селекторный блок для встраиваемой системы
- Размеры: Ш62 x Д50 x В28,6 (мм)
- Только микроmotor NLX nano (Без кабеля)
- Цельный титановый корпус
- Автоклавирование при температуре до 135°C
- Кабель микроmotor NLX nano для встраиваемой системы (2,2 м)

## NLX plus

Встраиваемый электрический микроmotor  
Скорость: 100-40 000 об/мин, крутящий момент: 4,0 Н·см, с функцией "Эндо"

Бесщеточный

Отдельные компоненты встраиваемой системы

LED



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>NLX BF D1C0B</b>	U1020010	650\$
●	<b>NLS-A ADPB</b>	U1020051	200\$
●	<b>NLS-A SELB</b>	U1020056	250\$
●	<b>NLX plus</b>	E1040051	1 400\$
●	<b>plus CD</b>	E1040062	440\$

- Блок питания с модулем подсветки и пневмовыходами для встраиваемой системы
- Размеры с корпусом: Ш115 x Д68,5 x В40 (мм)
- Трансформатор для встраиваемой системы (24 В Пер.тока- 32 В Пост.тока)
- Селекторный блок для встраиваемой системы
- Размеры: Ш62 x Д50 x В28,6 (мм)
- Только микроmotor NLX plus (Без кабеля)
- Титановый корпус
- Автоклавирование при температуре до 135°C
- Кабель микроmotor NLX plus для встраиваемой системы (2,2 м)

## Комплект Multi Pad

Блок управления для встраиваемой системы NLX nano/NLX plus



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Multi Pad</b>	Y1001845	655\$
<b>Multi PadAuto-Select</b>	Y1001846	684\$

- Вх. напряжение: DC + 12 В • Вх. ток: 100 мА
- Макс. мощность: 1,2 Вт
- Размеры: Ш95x Д138x В31 (мм)
- Вх. напряжение: DC + 12 В • Вх. ток: 100 мА
- Макс. мощность: 1,2 Вт
- Размеры: Ш95x Д138x В31 (мм)
- Для NLX Nano, NLX Plus, NBX и Varios 170 (ШХ)

## NBX Встраиваемый электрический микроmotor

С внутренней системой подачи охлаждения



Комплекты микромотора NBX со шлангом

LED

Встраиваемый ультракомпактный микроmotor с оптикой LED

LED



Шланг микромотора NBX



## M40 XS Встраиваемый электрический микроmotor

С внутренней системой подачи охлаждения

Простое подключение к шлангам Bien-Air® MC3®



Шланг для микромотора M40 XS



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>iMD</b>	<b>Y1002846</b>	<b>665\$</b>
------------	-----------------	--------------

- Блок питания для встраиваемой системы с "ЭНДО" функцией
- Размеры с корпусом : Ш86 x Д57 x В33 (мм)

<b>iMD BS</b>	<b>Y1002847</b>	<b>520\$</b>
---------------	-----------------	--------------

- Блок питания для встраиваемой системы без "ЭНДО" функции
- Размеры с корпусом : Ш86 x Д57 x В33 (мм)

<b>iMD SEL</b>	<b>Y1002848</b>	<b>270\$</b>
----------------	-----------------	--------------

- Селекторный блок для встраиваемой системы при использовании 2 микромоторов на одной установке
- Размеры с корпусом : Ш68,5 x Д56,5 x В38,5 (мм)

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

●	<b>NBX MCB</b>	<b>E1059001</b>	<b>1 185\$</b>
---	----------------	-----------------	----------------

—	<b>NBX N MCB</b>	<b>E1074001</b>	<b>1 095\$</b>
---	------------------	-----------------	----------------

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

●	<b>NBX</b>	<b>E1059051</b>	<b>915\$</b>
---	------------	-----------------	--------------

—	<b>NBX N</b>	<b>E1074051</b>	<b>820\$</b>
---	--------------	-----------------	--------------

- Компактный и легкий титановый корпус
- Минимальный уровень тепловыделения
- Подсветка LED, встроенная в микроmotor (NBX)

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>NBX CDB</b>	<b>E1059061</b>	<b>292\$</b>
----------------	-----------------	--------------

<b>NBX N CDB</b>	<b>E1074061</b>	<b>287\$</b>
------------------	-----------------	--------------

## Ti-Max X205L Пневматический микроmotor

С внутренней системой подачи охлаждения  
Подсоединение к шлангам Midwest M6



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

●	<b>X205L</b>	<b>M1013</b>	<b>885\$*</b>
---	--------------	--------------	---------------

- Вращение вокруг шланга на 360° с подсветкой LED
- 32 000 люкс • Безвозвратный клапан
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Макс. скорость 23 000 об/мин ±10%

## S-Max M205 Пневматический микроmotor

С внутренней системой подачи охлаждения



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

—	<b>M205</b>	<b>M1007</b>	<b>499\$*</b>
---	-------------	--------------	---------------

- Корпус из нержавеющей стали
- 4-канальный разъем Midwest • Безвозвратный клапан
- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%

## FX205 Пневматический микроmotor

С внутренней системой подачи охлаждения



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

—	<b>FX205 M4</b>	<b>M1005002</b>	<b>410\$*</b>
---	-----------------	-----------------	---------------

- 4-канальный разъем Midwest
- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%

—	<b>FX205 B2</b>	<b>M1006002</b>	<b>410\$*</b>
---	-----------------	-----------------	---------------

- 2-канальный разъем Borden
- Макс. скорость 25 000 об/мин ±10%

Комплект с пневматическим мотором



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

—	<b>FX205 M4/FX25 Set</b>	<b>Y1002667</b>	<b>795\$*</b>
---	--------------------------	-----------------	---------------

- 4-канальный разъем Midwest



—	<b>FX205 B2/FX25 Set</b>	<b>Y1002668</b>	<b>795\$*</b>
---	--------------------------	-----------------	---------------

- 2-канальный разъем Borden
- Комплектация
  - Пневматический мотор (FX205) • Прямой наконечник (FX65)
  - Угловой наконечник (FX25)

## Varios 970



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
•	<b>VA970 LUX (230V)</b>	<b>Y1001168</b>	<b>2 280\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления • Наконечник • Шланг наконечника</li> <li>• 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-70) • 2 емкости</li> <li>• 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Кабель питания • Бокс для стерилизации</li> </ul>			

## Varios 370



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
•	<b>VA370 LUX (230V)</b>	<b>Y1001343</b>	<b>1 515\$</b>
–	<b>VA370 (230V)</b>	<b>Y1001340</b>	<b>1 340\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления со шлангом наконечника</li> <li>• Держатель блока управления • Наконечник</li> <li>• Блок питания • Набор с фильтром для воды</li> <li>• Держатель наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8)</li> <li>• Педаль (FC-71) • Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента</li> </ul>			


















## Varios 170



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
•	<b>VA170 LUX (230V)</b>	<b>Y1002114</b>	<b>1 160\$</b>
–	<b>VA170</b>	<b>Y1002115</b>	<b>858\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемый модуль • Наконечник</li> <li>• Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8)</li> <li>• 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Бокс для стерилизации</li> </ul>			














## Varios

Удаление зубных отложений

	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	<b>NSK G1</b>	<b>Z217101</b>	<b>47\$</b>
	<b>EMS G1-E</b>	<b>Z291101</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G2</b>	<b>Z217102</b>	<b>47\$</b>
	<b>EMS G2-E</b>	<b>Z291102</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G3</b>	<b>Z217103</b>	<b>47\$</b>
	<b>EMS G3-E</b>	<b>Z291103</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G4</b>	<b>Z217104</b>	<b>47\$</b>
	<b>EMS G4-E</b>	<b>Z291104</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G5</b>	<b>Z217105</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G6</b>	<b>Z217106</b>	<b>49\$</b>
	<b>EMS G6-E</b>	<b>Z291106</b>	<b>49\$</b>
	<b>NSK G7</b>	<b>Z217107</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G8</b>	<b>Z217108</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G9</b>	<b>Z217109</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G11</b>	<b>Z217411</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G12</b>	<b>Z217412</b>	<b>47\$</b>
	<b>NSK G13</b>	<b>Z217413</b>	<b>47\$</b>







# Varios

## Пародонтология

	МОДЕЛЬ	Арт.	цена
	<b>NSK</b> P1	Z217404	59\$
	<b>NSK</b> P1D	Z217405	62\$
	• С алмазным покрытием		
	<b>NSK</b> P2D	Z217402	62\$
	• С алмазным покрытием • С наклоном вправо		
	<b>NSK</b> P3D	Z217403	62\$
	• С алмазным покрытием • С наклоном влево		
	<b>NSK</b> P10	Z217410	68\$
	• С острой кромкой		
	<b>NSK</b> P11R	Z217408	68\$
	• С острой кромкой • С наклоном вправо		
	<b>NSK</b> P11L	Z217409	68\$
	• С острой кромкой • С наклоном влево		
	<b>NSK</b> P20	Z217420	68\$
	<b>EMS</b> P20-E	Z291420	68\$
	<b>NSK</b> P21R	Z217422	68\$
	<b>EMS</b> P21R-E	Z291422	68\$
	• С наклоном вправо		
	<b>NSK</b> P21L	Z217421	68\$
	<b>EMS</b> P21L-E	Z291421	68\$
	• С наклоном влево		

# Varios




## Пародонтология

	МОДЕЛЬ	Арт.	цена
	<b>NSK</b> P25R	Z217424	68\$
	<b>EMS</b> P25R-E	Z291424	68\$
	• С наклоном вправо		
	<b>NSK</b> P25L	Z217425	68\$
	<b>EMS</b> P25L-E	Z291425	68\$
	• С наклоном влево		
	<b>NSK</b> P26R	Z217426	68\$
	• С наклоном вправо		
	<b>NSK</b> P26L	Z217427	68\$
	• С наклоном влево		

## Промывание и чистка

	МОДЕЛЬ	Арт.	цена
	<b>NSK</b> P40	Z217550	59\$
	• Для промывания (ø0,6 мм)		
	<b>NSK</b> P41	Z217555	59\$
	• Для промывания (ø0,8 мм)		

## Уход за имплантами (V-держатели)

	МОДЕЛЬ	Арт.	цена
	<b>NSK</b> V10	Z217041	64\$
	• Ключ для замены насадок включен в комплект • Пластиковая насадка приобретается отдельно		
	<b>V-P10</b>	Y900184	47\$
	• Набор из 3 шт.		
	<b>V-P12</b>	Y1002167	47\$
	• Набор из 3 шт.		

## Varios

Уход за имплантатами (V-держатели)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>V-P11R</b>	<b>Y1002165</b>	<b>47\$</b>
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
<b>V-P11L</b>	<b>Y1002166</b>	<b>47\$</b>
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		
<b>V-P26R</b>	<b>Y1002168</b>	<b>47\$</b>
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
<b>V-P26L</b>	<b>Y1002169</b>	<b>47\$</b>
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>NSK E4</b>	<b>Z217428</b>	<b>47\$</b>
• Для чистки корневых каналов		
<b>NSK E4D</b>	<b>Z217528</b>	<b>53\$</b>
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
<b>NSK E5</b>	<b>Z217305</b>	<b>47\$</b>
• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение		
<b>NSK E6</b>	<b>Z217306</b>	<b>47\$</b>
• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение		
<b>NSK E7</b>	<b>Z217307</b>	<b>47\$</b>
• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов		
<b>NSK E7D</b>	<b>Z217317</b>	<b>53\$</b>
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
<b>NSK E8</b>	<b>Z217308</b>	<b>47\$</b>
• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов		



## Varios

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>NSK E8D</b>	<b>Z217318</b>	<b>53\$</b>
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
<b>NSK E15D</b>	<b>Z217319</b>	<b>60\$</b>
• С алмазным покрытием • Для обнаружения корневых каналов		
<b>NSK E11</b>	<b>Z217031</b>	<b>70\$</b>
• Для U-файлов (ø0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для передних зубов		
<b>NSK E12</b>	<b>Z217032</b>	<b>70\$</b>
• Для U-файлов (ø0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для задних зубов		

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>U files 33 mm / #15</b>	<b>Y900062</b>	<b>12\$</b>
• ISO15 • Набор из 6 шт.		
<b>U files 33 mm / #20</b>	<b>Y900063</b>	<b>12\$</b>
• ISO20 • Набор из 6 шт.		
<b>U files 33 mm / #25</b>	<b>Y900064</b>	<b>12\$</b>
• ISO25 • Набор из 6 шт.		
<b>U files 33 mm / #30</b>	<b>Y900065</b>	<b>12\$</b>
• ISO30 • Набор из 6 шт.		
<b>U files 33 mm / #35</b>	<b>Y900066</b>	<b>12\$</b>
• ISO35 • Набор из 6 шт.		

Каждый набор E11, E12 и V30 включает ключ для замены насадок. При заказе других насадок ключ в комплект не входит. В этом случае заказывайте ключ отдельно.



# Varios

## Эндоретроградные

	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	<b>E30RD</b>	<b>Z217212</b>	<b>73\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> <li>• Для задних зубов (с наклоном вправо)</li> </ul>		
	<b>E30LD</b>	<b>Z217213</b>	<b>73\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> <li>• Для задних зубов (с наклоном влево)</li> </ul>		
	<b>E31D</b>	<b>Z217210</b>	<b>73\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> <li>• Для передних зубов (с наклоном 70°)</li> </ul>		
	<b>E32D</b>	<b>Z217211</b>	<b>73\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> <li>• Для передних зубов (с наклоном 90°)</li> </ul>		

## Удаление зубов



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>G95</b>	<b>Z217705</b>	<b>147\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нитрид-титановое покрытие • Толщина 0,7 мм</li> <li>• Двойная кромка, заостренная в трех направлениях</li> </ul>		

## Реставрация зубов (с минимальным вмешательством)

	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	<b>G61D</b>	<b>Z217601</b>	<b>68\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> </ul>		
	<b>G62D</b>	<b>Z217602</b>	<b>68\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> </ul>		
	<b>G65D</b>	<b>Z217605</b>	<b>68\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> </ul>		
	<b>G66D</b>	<b>Z217606</b>	<b>68\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> </ul>		
	<b>G67D</b>	<b>Z217607</b>	<b>67\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> </ul>		
	<b>G68D</b>	<b>Z217608</b>	<b>67\$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С алмазным покрытием</li> </ul>		




# Varios

## Уплотнение



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Tip Cap</b>	<b>Y140751</b>	<b>23\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоклавируемый</li> <li>• Для насадок G21/G22 (набор из 10шт.)</li> </ul>		





## Эндодонтическая система с V-держателем



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>V-S50</b>	<b>Y900169</b>	<b>42\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для чистки корневых каналов 17 мм</li> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		
<b>V-S51</b>	<b>Y900170</b>	<b>42\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для чистки корневых каналов 23 мм</li> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		
<b>V-S52</b>	<b>Y900171</b>	<b>42\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для чистки корневых каналов 26 мм</li> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		
<b>V-S53</b>	<b>Y900172</b>	<b>42\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для чистки корневых каналов 32 мм</li> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		



# Varios






МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
 V-S50D	Y900173	63\$
• Для расширения каналов 17 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
 V-S51D	Y900174	63\$
• Для расширения каналов 23 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
 V-S52D	Y900175	63\$
• Для расширения каналов 26 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
 V-S53D	Y900176	63\$
• Для расширения каналов 32 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		

Система с V-держателем для реставрации  
(с минимальным вмешательством)

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
 V30	Z217030	85\$
• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
 V-G70	Y900118	88\$
• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
 V-G71	Y900119	88\$
• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
 V-G72	Y900120	88\$
• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
 V-G75	Y900121	88\$
• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
 V-G76	Y900122	88\$
• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
 Assorted Tip Kit	Y900158	85\$
• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида		

# Varios

Система с V-держателем для реставрации  
(для окончательной обработки/шлифовки/полировки)

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
 V30	Z217030	85\$
• С алмазным покрытием • Со стандартным размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
 V-G77	Z900165	88\$
• С алмазным покрытием • С мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
 V-G78	Z900166	88\$
• С алмазным покрытием • С мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
 V-G79	Z900167	88\$
• С алмазным покрытием • С очень мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
 Assorted Tip Kit	Y900168	87\$
• Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида		

# Varios

## Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>G8 Pack</b>	<b>Y100163</b>	<b>225\$</b>
• Комплект 6 шт.		
<b>G9 Pack</b>	<b>Y100164</b>	<b>225\$</b>
• Комплект 6 шт.		

## Наборы насадок Пародонтология



NSK

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Perio Kit A</b>	<b>Y900144</b>	<b>188\$</b>
• P1D, P20, P30, P10: по 1 шт. каждого вида • Держатель для насадок: 1 шт.		

## Пародонтология




NSK

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Perio Kit B</b>	<b>Y900145</b>	<b>188\$</b>
• P20, P25R, P25L: по 1 шт. каждого вида • Держатель для насадок: 1 шт.		
<b>Perio Control Kit</b>	<b>Y1002606</b>	<b>210\$</b>
• V10, V-P12, V-P11R, V-P11L, V-P26R, V-P26L : по 1 шт. каждого вида		
Разветвление корней многокорневых зубов и искривленная корневая поверхность		

# Varios

## Эндодонтия




NSK

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Endo Kit E11</b>	<b>Y900146</b>	<b>120\$</b>
• E11: 1 шт. • Держатель с углом наклона 120° для передних зубов • Ключ для замены насадок: 1 шт. • У-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35: набор из 6 шт. каждого размера.		

Для ирригации корневых каналов передних зубов

## Эндодонтия



NSK

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Endo Kit E12</b>	<b>Y900147</b>	<b>120\$</b>
• E12: 1 шт. • Держатель с углом наклона 95° для задних зубов • Ключ для замены насадок: 1 шт. • У-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35: набор из 6 шт. каждого размера.		

Для ирригации корневых каналов задних зубов

## Эндодонтия



NSK

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Retro Kit</b>	<b>Y900149</b>	<b>258\$</b>
• E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1 шт. каждого вида • Держатель для насадок: 1 шт.		

4 вида насадок для ретроградной обработки корневых каналов

## Реставрация (с минимальным вмешательством)



NSK

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>MI Starter Kit</b>	<b>Y900150</b>	<b>158\$</b>
• V-держатель V30: 1 шт. • Ключ для замены насадок: 1 шт. • V-G70, V-G71, V-G72: по 1 шт. каждого вида • V-S1, V-S3, V-S33: по 1 шт. каждого вида • V-G77, V-G78, V-G79: по 1 шт. каждого вида		

Начальный набор для реставрации с минимальным вмешательством с V-держателем



## Ti-Max S970

Пневматические скалеры

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>S970L</b>	<b>T1005</b>	<b>1 160\$</b>
—	<b>S970</b>	<b>T1020</b>	<b>873\$</b>

- Титановый корпус с покрытием DURACDAT против царапин
- 3 уровня мощности
- Частота колебаний: 5 800-6 200 Гц
- 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок (CR-20) и колпачок для насадки (L)

Прямое подключение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>S970KL</b>	<b>T1013</b>	<b>1 220\$</b>

- Оптика из сотообразного стекла



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>S970SL</b>	<b>T1015</b>	<b>1 220\$</b>

- Оптика из сотообразного стекла

## AS2000

Пневматические скалеры



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>AS2000 M4</b>	<b>T698</b>	<b>455\$</b>

- Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц
- 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки
- Для 4-канального разъема Midwest • Вес: 67 г.

—	<b>AS2000 B2/3</b>	<b>T697</b>	<b>455\$</b>
---	--------------------	-------------	--------------

- Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц
- 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки
- Для 2/3-канального разъема Borden • Вес: 64 г.

## Насадки для пневматических скалеров

Удаление зубного камня



МОДЕЛЬ АРТ. цена

**S1 Z252411 72\$**

- Универсальная насадка



**S2 Z252413 72\$**

- Серповидной формы



**S3 Z252412 72\$**

- Для пародонтологического лечения

Пародонтология



МОДЕЛЬ АРТ. цена

**S10 Z252420 111\$**

- Универсальная тонкая насадка



**S20 Z252441 111\$**

- Для пародонтологического лечения (прямая)



**S21R Z252442 111\$**

- Для пародонтологического лечения (с наклоном вправо)



**S21L Z252443 111\$**

- Для пародонтологического лечения (с наклоном влево)



**S35 Z252015 106\$**



**V-P10 Y900184 47\$**

- Набор из 3 шт.



**V-P12 Y1002167 47\$**

- Набор из 3 шт.



**V-P11R Y1002165 47\$**

- С наклоном вправо • Набор из 3 шт.



**V-P11L Y1002166 47\$**

- С наклоном влево • Набор из 3 шт.



**V-P26R Y1002168 47\$**

- С наклоном вправо • Набор из 3 шт.



**V-P26L Y1002169 47\$**

- С наклоном влево • Набор из 3 шт.

**Perio Control Kit Y1002754 127\$**

- S35, V-P10, V-P12, V-P11R, V-P11L: по 1 шт. каждого вида

## Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Эндодонтическая система с V-держателем



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>S75</b>	<b>Z252035</b>	<b>150\$</b>

- Ключ для замены насадок включен в комплект



<b>V-U15</b>	<b>Y900177</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #15 • ISO15
- Набор из 6 шт.



<b>V-U20</b>	<b>Y900178</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #20 • ISO20
- Набор из 6 шт.



<b>V-U25</b>	<b>Y900179</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #25 • ISO25
- Набор из 6 шт.



<b>V-U30</b>	<b>Y900180</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #30 • ISO30
- Набор из 6 шт.



<b>V-U35</b>	<b>Y900181</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #35 • ISO35
- Набор из 6 шт.

## Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Система с V-держателем для реставрации (для минимального вмешательства)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>S75</b>	<b>Z252035</b>	<b>150\$</b>

- Ключ для замены насадок включен в комплект



<b>V-G70</b>	<b>Y900118</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.



<b>V-G71</b>	<b>Y900119</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.



<b>V-G72</b>	<b>Y900120</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.



<b>V-G75</b>	<b>Y900121</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.



<b>V-G76</b>	<b>Y900122</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.



<b>Assorted Tip Kit</b>	<b>Y900158</b>	<b>85\$</b>
-------------------------	----------------	-------------

- Набор насадок: по 1 насадке каждого вида

Система с V-держателем для реставрации (для минимального вмешательства)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>S75</b>	<b>Z252035</b>	<b>150\$</b>

- Ключ для замены насадок включен в комплект



<b>V-G77</b>	<b>Y900165</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием
- Со стандартным размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.



<b>V-G78</b>	<b>Y900166</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием
- С мелким размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.



<b>V-G79</b>	<b>Y900167</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием
- С очень мелким размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.



<b>Assorted Tip Kit</b>	<b>Y900168</b>	<b>87\$</b>
-------------------------	----------------	-------------

- Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида

## Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Насадки для реставрации  
(с минимальным вмешательством)

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>S65D</b>	<b>Z252465</b>	<b>114\$</b>

• С алмазным покрытием



<b>S66D</b>	<b>Z252466</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S67D</b>	<b>Z252467</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S68D</b>	<b>Z252468</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием

## Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Насадки для реставрации  
(препарирование под коронку)

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>S71D</b>	<b>Z252471</b>	<b>114\$</b>

• С алмазным покрытием



<b>S72D</b>	<b>Z252472</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S81D</b>	<b>Z252469</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S82D</b>	<b>Z252462</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S83D</b>	<b>Z252461</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S86D</b>	<b>Z252460</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием

## Prophy-Mate neo

Система для полирования зубов

Комплекты Prophy-Mate neo



	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	<b>NSK</b>	<b>PMNG-PTL-P</b>	<b>Y135029 1 010\$</b>
	<b>KaVo®</b>	<b>PMNG-KV-P</b>	<b>Y135030 1 010\$</b>
	<b>Sirona®</b>	<b>PMNG-SR-P</b>	<b>Y135031 1 010\$</b>
	<b>W&amp;H®</b>	<b>PMNG-WH-P</b>	<b>Y135032 1 010\$</b>
	<b>Bien-Air®</b>	<b>PMNG-BA-P</b>	<b>Y135033 1 010\$</b>
	<b>M4</b>	<b>PMNG-M4-P</b>	<b>Y135034 910\$</b>
	<b>B2</b>	<b>PMNG-B2-P</b>	<b>Y135035 910\$</b>

Комплектация:

- Наконечник Prophy-Mate neo с насадками 60° и 80°
- Комплект для ухода
- 5 пакетиков чистящего порошка FLASH pearl по 15 гр.
- Крышка от резервуара с порошком
- Ключ для замены насадки
- Запасные детали

## Чистящий порошок FLASH pearl



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>FLASH pearl</b>	<b>Y900693</b>	<b>150\$</b>

- Упакован в оригинальную удобную коробку
- Содержит 100 пакетиков по 15 г

**FLASH pearl (Bottle) Y900698 140\$**

- 4 банки, упакованные в коробку
- В комплекте мерный стаканчик
- Емкость каждой банки 300 мл.

## Perio-Mate

Система для поддесневой обработки поверхности

Комплекты Perio-Mate



	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	<b>NSK</b>	<b>PER-PTL-P</b>	<b>Y1002654 1 200\$*</b>
	<b>KaVo®</b>	<b>PER-KV-P</b>	<b>Y1002655 1 280\$*</b>
	<b>Sirona®</b>	<b>PER-SR-P</b>	<b>Y1002656 1 280\$*</b>
	<b>W&amp;H®</b>	<b>PER-WH-P</b>	<b>Y1002657 1 280\$*</b>
	<b>Bien-Air®</b>	<b>PER-BA-P</b>	<b>Y1002658 1 280\$*</b>
	<b>M4</b>	<b>PER-M4-P</b>	<b>Y1002659 1 160\$*</b>
	<b>B2</b>	<b>PER-B2-P</b>	<b>Y1002660 1 110\$*</b>

Комплектация:

- Наконечник
- Резервуар для порошка
- Насадка (40 шт.)
- Набор для обслуживания
- Флакон с порошком (на основе глицина)

Гигиенические стерильные одноразовые насадки



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Perio Mate Nozzle Tip</b>	<b>Y1002741</b>	<b>87\$*</b>

- Комплект 40 шт.

Порошок для поддесневых операций для использования с пескоструйными системами



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Perio Mate Powder</b>	<b>Y900938</b>	<b>185\$*</b>

- 2 флакона, упакованные в коробку
- Каждый флакон содержит 160 гр порошка

## ENDO-MATE TC2

Беспроводной эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>ENDO-MATE TC2 (230V)</b>	<b>Y1001027</b>	<b>1 170\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Головка MP-F16R</li> <li>• Мотор ENDO-MATE TC2</li> <li>• Зарядное устройство</li> </ul>		
<b>ENDO-MATE TC2 MPA (230V)</b>	<b>Y1001028</b>	<b>1 220\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Головка MPA-F16R</li> <li>• Мотор ENDO-MATE TC2</li> <li>• Зарядное устройство</li> </ul>		

## ENDO-MATE DT

Портативный эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>ENDO-MATE DT (230V)</b>	<b>Y141121</b>	<b>1 175\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Микромотор с кабелем</li> <li>• Головка MP-F20R (20:1)</li> <li>• Подставка для наконечника</li> <li>• Блок питания</li> </ul>		
<b>ENDO-MATE DT W/O (230V)</b>	<b>Y141124</b>	<b>890\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Микромотор с кабелем</li> <li>• Подставка для наконечника</li> <li>• Блок питания</li> </ul>		

## iPex II

Цифровой апекслокатор



МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>iPexII Complete Set</b>	<b>Y1002208</b>	<b>997\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Кабель iPexII (1,8 м)</li> <li>• Держатель файла iPexII (3 шт.)</li> <li>• Загубник (3 шт.)</li> <li>• Сухие марганцевые батареи стандарта AAA (3 шт.)</li> <li>• Тестер iPexII</li> </ul>		

## Головки для ENDO-MATE TC2, DT



МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>MP-F20R</b>	<b>Y110044</b>	<b>435\$</b>
<b>MP-F16R</b>	<b>Y110096</b>	<b>435\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 20:1 / 16:1</li> </ul>		
<b>MPA-F16R</b>	<b>Y110097</b>	<b>505\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с длинным хвостовиком)</li> <li>• Понижение 16:1</li> </ul>		
<b>MPAS-F20R</b>	<b>Y110046</b>	<b>505\$</b>
<b>MPAS-F16R</b>	<b>Y110098</b>	<b>505\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с коротким хвостовиком)</li> <li>• Понижение 20:1 / 16:1</li> </ul>		
<b>iFX75</b>	<b>C1098001</b>	<b>455\$</b>

- Миниатюрная головка
- Понижение 16:1
- Корпус из нержавеющей стали

# VarioSurg 3

Ультразвуковая хирургическая система



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
---------	--------	------	------

● **VarioSurg 3 (230V) Y1002726 7 700\$**

- Блок управления
- Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м
- Ножное управление FC-78 • Стерилизационный блок
- Бокс для насадок
- Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

● **VarioSurg 3 (230V) Non FT Y1002248 6 250\$**

- Комплект с оптикой без педали
- Блок управления
- Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м
- Стерилизационный блок • Бокс для насадок
- Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

Наконечник



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
---------	--------	------	------

● **VS3-LED-HPSC E1133 3 580\$**

- Со шлангом 2 м

Аксессуары



МОДЕЛЬ	APT.	цена
--------	------	------

**FC-78 Z1102003 1 690\$**

- Ножное управление
- Со шлангом 2 м

Комплект SG Link (приобретается отдельно) Surgic Pro X VarioSurg 3



МОДЕЛЬ	APT.	цена
--------	------	------

**VarioSurg 3 Link set (E) Y1002729 7 800\$**

- Соединительный кронштейн SG
- Соединительный кабель SG

# VarioSurg

Костная хирургия

МОДЕЛЬ	APT.	цена
--------	------	------

**SG1 Z305101 160\$**

**H-SG1 Z305151 170\$**

- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

**SG1A Z305138 170\$**

- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

**SG2R Z305102 160\$**

- Насадка с наклоном вправо • 3 зубца толщиной 0,6 мм

**SG2L Z305103 160\$**

- Насадка с наклоном влево • 3 зубца толщиной 0,6 мм

**SG8 Z305109 160\$**

**H-SG8 Z305155 170\$**

- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

**SG8A Z305139 170\$**

- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

**SG14R Z305122 170\$**

- Насадка с наклоном вправ
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

**SG14L Z305123 170\$**

- Насадка с наклоном влево
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

**SG19 Z305135 165\$**

- Точечная метка 3 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,8 мм

**SG30 Z305137 160\$**

- Острая кромка • Толщина 0,5 мм

**SG58 Z305141 180\$**

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм



150%



0,8 SG1A



0,8 SG2R



0,8 SG2L



0,8 SG8

150%



0,8 SG8A



0,8 SG14R



0,8 SG14L



0,8 SG19




0,8 SG30



0,8 SG58

# VarioSurg

## Костные скребки



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG3</b>	<b>Z305104</b>	<b>160\$</b>
• Насадка/шпатель с тремя рабочими кромками		
<b>SG4</b>	<b>Z305105</b>	<b>160\$</b>
• Насадка/шпатель с рабочей кромкой		
<b>SG5</b>	<b>Z305106</b>	<b>160\$</b>
• Насадка с закругленной рабочей кромкой		


## Удаление зубов



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG17</b>	<b>Z305132</b>	<b>160\$</b>
• Толщина 0,7 мм		
<b>SG18R</b>	<b>Z305133</b>	<b>165\$</b>
• Насадка с наклоном вправо • Толщина 0,7 мм		
<b>SG18L</b>	<b>Z305134</b>	<b>165\$</b>
• Насадка с наклоном влево • Толщина 0,7 мм		

# Насадки

## Гидравлический синуслифтинг



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SCL1</b>	<b>Z305170</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация		
<b>SCL1D</b>	<b>Z305171</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL2D</b>	<b>Z305182</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL3</b>	<b>Z305172</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL3D</b>	<b>Z305173</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL4D</b>	<b>Z305184</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL5</b>	<b>Z305174</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL5D</b>	<b>Z305175</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		


## Синуслифтинг



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG6D</b>	<b>Z305107</b>	<b>126\$</b>
<b>SG7D</b>	<b>Z305108</b>	<b>126\$</b>

## Насадки

## Работа с мембраной



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG9</b>	<b>Z305110</b>	<b>145\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плоский круговой выгнутый элеватор</li> <li>• Угол наклона 90°</li> </ul>		
<b>SG10</b>	<b>Z305111</b>	<b>145\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плоский круговой выгнутый элеватор</li> <li>• Угол наклона 135°</li> </ul>		
<b>SG11</b>	<b>Z305112</b>	<b>145\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коническая насадка</li> </ul>		

## Имплантация



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG15A</b>	<b>Z305124</b>	<b>155\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр кончика насадки 0,7 мм</li> </ul>		
<b>SG15B</b>	<b>Z305125</b>	<b>155\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр кончика насадки 1,3 мм</li> </ul>		
<b>SG15C</b>	<b>Z305126</b>	<b>155\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр кончика насадки 0,9 мм</li> </ul>		
<b>SG15D</b>	<b>Z305127</b>	<b>155\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр кончика насадки 1,3 мм</li> </ul>		
<b>SG16A</b>	<b>Z305128</b>	<b>155\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр 2,0 мм</li> </ul>		
<b>SG16B</b>	<b>Z305129</b>	<b>155\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр 2,6 мм</li> </ul>		


## Насадки

## Удаление зубных отложений




МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>G1-S</b>	<b>Z305113</b>	<b>105\$</b>

## Пародонтология



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>P20-S</b>	<b>Z305114</b>	<b>105\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямая насадка</li> </ul>		
<b>P25R-S</b>	<b>Z305115</b>	<b>105\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка с наклоном вправо</li> </ul>		
<b>P25L-S</b>	<b>Z305116</b>	<b>105\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка с наклоном влево</li> </ul>		

## Эндоретроградные



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>E30RD-S</b>	<b>Z305118</b>	<b>145\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для жевательных зубов (с наклоном вправо)</li> </ul>		
<b>E30LD-S</b>	<b>Z305119</b>	<b>145\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для жевательных зубов (с наклоном влево)</li> </ul>		
<b>E31D-S</b>	<b>Z305120</b>	<b>145\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для передних и жевательных зубов (70°)</li> </ul>		
<b>E32D-S</b>	<b>Z305121</b>	<b>145\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для передних зубов (90°)</li> </ul>		

## Насадки


Уход



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>V10-S</b>	<b>Z305117</b>	<b>165\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ключ Е-типа включен в комплект</li> <li>*Пластиковая насадка не включена</li> </ul>		
<b>V-P10</b>	<b>Y900184</b>	<b>47\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		
<b>V-P12</b>	<b>Y1002167</b>	<b>47\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		
<b>V-P11R</b>	<b>Y1002165</b>	<b>47\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• С наклоном вправо</li> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		
<b>V-P11L</b>	<b>Y1002166</b>	<b>47\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• С наклоном влево</li> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		
<b>V-P26R</b>	<b>Y1002168</b>	<b>47\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• С наклоном вправо</li> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		
<b>V-P26L</b>	<b>Y1002169</b>	<b>47\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• С наклоном влево</li> <li>• Набор из 3 шт.</li> </ul>		

## Насадки

Наборы насадок



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Basic H-S Kit</b>	<b>Y1002775</b>	<b>840\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Базовый набор для VarioSurg3</li> <li>• H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11</li> <li>• Бокс для насадок</li> </ul>		
<b>Basic S Kit</b>	<b>Y900687</b>	<b>840\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Базовый набор</li> <li>• SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11</li> <li>• Бокс для насадок</li> </ul>		
<b>Bone Cit Kit</b>	<b>Y900688</b>	<b>765\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Набор для костной пластики</li> <li>• SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D</li> <li>• Бокс для насадок</li> </ul>		
<b>Sinus Lift Kit</b>	<b>Y900689</b>	<b>830\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Набор для синуслифтинга</li> <li>• SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11</li> <li>• Бокс для насадок</li> </ul>		
<b>Endo-S Kit</b>	<b>Y900691</b>	<b>615\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Набор для ретроградных манипуляций</li> <li>• G1-S, E3ORD-S, E3OLD-S, E31 D-S, E32D-S</li> <li>• Бокс для насадок</li> </ul>		
<b>Implant Preparation Kit</b>	<b>Y900774</b>	<b>555\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Набор для имплантации</li> <li>• SG15A, SG158, SG1 BA, SG168</li> <li>• Бокс для насадок ГЧ1 Возможность</li> </ul>		
<b>Socket Lift Kit for Regular Size Implant</b>	<b>Y1002841</b>	<b>640\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCL1D, SCL2D, SCL1</li> <li>• Ключ для насадок VS • Бокс для насадок</li> </ul>		
<b>Socket Lift Kit for Wide Size Implant</b>	<b>Y1002842</b>	<b>790\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3</li> <li>• Ключ для насадок VS • Бокс для насадок</li> </ul>		



# Surgic Pro2

Хирургический микромотор



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
•	<b>Surgic Pro2 OPT</b>	<b>Y1004195</b>	<b>4 850\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Оптический микромотор SGL80M</li> <li>• Оптический наконечник X-SG20L (Понижение 20:1)</li> <li>• БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ</li> <li>• Ирригационная трубка (в упаковке 3 штуки) и другие принадлежности</li> </ul>			

Микромотор



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
•	<b>SGL80M</b>	<b>Y1004211</b>	<b>1 100\$</b>

# Surgic Pro2

Аксессуары



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>FC-81</b>	<b>Z1401001</b>	<b>700\$</b>


• Беспроводная педаль



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Link Stand 2</b>	<b>Z1452001</b>	<b>150\$</b>



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Link Module</b>	<b>Z1402001</b>	<b>160\$</b>



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG-CASE</b>	<b>S900040</b>	<b>275\$</b>

- Стерилизационный блок (приобретается отдельно)
- Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Чемодан для переноски</b>	<b>Y1004219</b>	<b>900\$</b>

- Кейс для транспортировки (приобретается отдельно)
- Размеры: Ш534 x Д427 x В207 (мм)



## Surgic Pro+

Хирургический микромотор с оптикой LED и функцией записи данных



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Surgic Pro+ OPT-D (230V)</b>	<b>Y1002096</b>	<b>4 110\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления с функцией записи данных</li> <li>• Микромотор SGL70M с оптикой LED</li> <li>• Ножное управление FC-78</li> <li>• Наконечник с оптикой Ti-Max X-DSG20L (понижение 20:1)</li> <li>• Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары</li> </ul>			

## Surgic Pro

Хирургический микромотор с оптикой LED без функции записи данных



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Surgic Pro OPT (230V)</b>	<b>Y1001933</b>	<b>3 690\$</b>
—	<b>Surgic Pro NON-OPT (230V)</b>	<b>Y1001934</b>	<b>3 555\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления без функции записи данных</li> <li>• Микромотор SGL70M с ОПТИКОЙ LED / Микромотор SG70M без оптики</li> <li>• Ножное управление FC-78</li> <li>• Наконечник X-SG20L с оптикой (Понижение 20:1) / Наконечник SG20 (Понижение 20:1)</li> <li>• Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары</li> </ul>			


Микромотор



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>SGL70M</b>	<b>E1023</b>	<b>2 100\$</b>
—	<b>SG70M</b>	<b>E1025</b>	<b>1 650\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Титановый корпус · С кабелем 2 м.</li> </ul>			

## Surgic Pro

Аксессуары



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>FC-78</b>	<b>Z1102001</b>	<b>1 690\$</b>

- Ножное управление
- Педаль с кабелем 2м

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Handle Set</b>	<b>Z1027001</b>	<b>75\$</b>

- Кронштейн (приобретается отдельно)
- Кронштейн для ножной педали

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG-CASE</b>	<b>20001348</b>	<b>270\$</b>

- Стерилизационный блок (приобретается отдельно)
- Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Carrying CASE</b>	<b>Y1001952</b>	<b>895\$</b>

- Кейс для транспортировки (приобретается отдельно)
- Размеры: Ш534 x Д427 x В207 (мм)

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Irrigation Tube</b>	<b>Y900113</b>	<b>105\$</b>

- Ирригационные системы
- 5 шт. в комплекте

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Irrigation Tube</b>	<b>Y900114</b>	<b>200\$</b>

- Ирригационные системы
- 10 шт. в комплекте

## Ti-Max X-DSG20L

Разборный хирургический наконечник



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X-DSG20L	C1068	1 380\$
—	X-DSG20	C1067	1 055\$

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

## Ti-Max X-DSG20Lh

Разборный хирургический наконечник с шестигранной системой удержания бора



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X-DSG20Lh	C1076	1 425\$
—	X-DSG20h	C1075	1 185\$

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

## Ti-Max X-SG20L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X-SG20L	C1003	1 150\$

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

## S-Max SG20



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	SG20	C1010	870\$

- Понижение 20:1
- Корпус из нержавеющей стали
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

## Ti-Max X-SG93L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X-SG93L	C1004	1 185\$
—	X-SG93	C1007	960\$

- Повышение 1:3
- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла (X-SG93L)
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 120 000 об/мин

## Ti-Max Z-SG45L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	Z-SG45L	C1107	1 180\$
—	Z-SG45	C1108	980\$

- Повышение 1:3
- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин и скольжения
- Оптика из сотообразного стекла (Z-SG45L)
- Керамические подшипники
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Внешнее охлаждение
- Система против нагрева
- Покрытие валов алмазоподобным карбидом (DLC)
- Макс. скорость: 120 000 об/мин

## Ti-Max X-SG25L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X-SG25L	C1011	845\$

- Прямая передача
- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



## Ti-Max X-SG65L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X-SG65L	H1009	895\$
—	X-SG65	H1038	875\$

- Прямая передача
- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла (X-SG65L)
- Система очистки головки
- Для HP боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)\*
- \* Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

## Наконечники для микрохирургии

## Прямые наконечники



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	SGS-ES	H264	785\$

- Прямая передача 1:1
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



—	SGS-E2S	H266	880\$
---	---------	------	-------

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

## Наконечники с углом 20°



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	SGA-ES	H263	985\$

- Прямая передача 1:1
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



—	SGA-E2S	H265	1 120\$
---	---------	------	---------

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

## Наконечники для микропил

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	SGR2-E	SH162	1 490\$
—	SGO2-E	SH164	1 825\$
—	SGT2-E	SH163	1 665\$



- Понижение 3.2:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Возвратно-поступательное движение



- Понижение 3.5:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Осциллирующее движение под углом 17°



- Понижение 3.2:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Сагиттальное движение под углом 3°

## SGR2-E

Микропилы для возвратно-поступательного движения






МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SGR-1	Y900072	250\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		
SGR-2	Y900073	250\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		
SGR-3	Y900074	250\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		



## SGO2-E

Микропилы для осциллирующего движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>SGO-1</b>	<b>H174034</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-2</b>	<b>H174044</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-3</b>	<b>H174031</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-4</b>	<b>H174041</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-5</b>	<b>H174032</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------


• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-6</b>	<b>H174042</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.

## SGT2-E

Микропилы для сагиттального движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>SGT-1</b>	<b>Y900075</b>	<b>250\$</b>
--------------	----------------	--------------

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.

<b>SGT-2</b>	<b>Y900076</b>	<b>275\$</b>
--------------	----------------	--------------

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.

## Комплект iSD900

Беспроводной мотор для имплантации и протезирования



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>iSD900 (230V)</b>	<b>Y1001358</b>	<b>1 310\$</b>
----------------------	-----------------	----------------

- Мотор iSD900 • с головкой iSD-HP
- Зарядное устройство для iSD900
- Калибратор крутящего момента
- Рычажный переключатель вкл/выкл

## Osseo 100 / Osseo 100+

Система измерения стабильности имплантата



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>Osseo 100</b>	<b>Y1004175</b>	<b>1 900\$</b>
------------------	-----------------	----------------

- Состав:
- Устройство Osseo 100
  - Отвертка MultiPeg Driver
  - Сетевой адаптер и вилки MultiPeg™ не включена, продается отдельно

<b>Osseo 100+</b>	<b>Y1004176</b>	<b>2 200\$</b>
-------------------	-----------------	----------------

Беспроводное соединение с Surgic Pro2

- Состав:
- Устройство Osseo 100+
  - Отвертка MultiPeg Driver
  - Сетевой адаптер и вилки MultiPeg™ не включена, продается отдельно

<b>MultiPeg</b>	<b>div.</b>	<b>35\$</b>
-----------------	-------------	-------------

Существуют разные типы MultiPegs™, подходящие для работы с разными системами имплантов. Пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком.

## ULTIMATE XL

Бесщеточный микромотор

Настольно-горизонтальная система



Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Тип Compact	<b>UMXL-GC (230V)</b>	<b>Y141470</b>	<b>1 780\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Наконечник с микромотором</li> <li>• Педаль</li> <li>• Подставка для наконечника</li> </ul>			

## ULTIMATE XL-D

Бесщеточный микромотор

Настольно-вертикальная система



Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Тип Torque	<b>UMXL-DT (230V)</b>	<b>Y141504</b>	<b>1 890\$</b>
Тип Compact	<b>UMXL-DC (230V)</b>	<b>Y141505</b>	<b>1 890\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Наконечник с микромотором</li> <li>• Педаль</li> <li>• Подставка для наконечника</li> </ul>			

## ULTIMATE XL-K

Бесщеточный микромотор

Система управления коленного типа



Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Тип Torque	<b>UMXL-KT (230V)</b>	<b>Y141495</b>	<b>1 860\$</b>
Тип Compact	<b>UMXL-KC (230V)</b>	<b>Y141496</b>	<b>1 860\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Наконечник с микромотором</li> <li>• Подставка для наконечника</li> </ul>			

## ULTIMATE XL-F

Система управления напольного типа




Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Тип Torque	<b>UMXL-FT (230V)</b>	<b>Y141513</b>	<b>1 890\$</b>
Тип Compact	<b>UMXL-FC (230V)</b>	<b>Y141514</b>	<b>1 890\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Наконечник с микромотором</li> <li>• Подставка для наконечника</li> </ul>			

## ULTIMATE XL series

Микромотор с кабелем

Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Torque	<b>UMXL-T</b>	<b>Y141440</b>	<b>965\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин</li> <li>• Максимальный крутящий момент: 8,7 Н.см</li> </ul>			
Compact	<b>UMXL-C</b>	<b>Y141444</b>	<b>965\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин</li> <li>• Максимальный крутящий момент: 6,0 Н.см</li> </ul>			
E-type	<b>UMXL-EM</b>	<b>E342</b>	<b>855\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин</li> <li>• Максимальный крутящий момент: 6,0 Н.см</li> </ul>			



## Адаптер TA50 для управления турбиной PRESTO AQUA II



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>TA50</b>	<b>U375</b>	<b>197\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Адаптер для воздушной турбины</li> <li>• Ш75 x Д100 x В30 (мм)</li> </ul>		

## VOLVERE i7



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>Volvere i7 RM (230V)</b>	<b>Y1002890</b>	<b>950\$</b>
-----------------------------	-----------------	--------------

Комплектация:

- Блок управления VOLVERE i7
- Наконечник с микромотором
- Педаль
- Подставка для наконечника

<b>Volvere i7 E (230V)</b>	<b>Y1003523</b>	<b>950\$</b>
----------------------------	-----------------	--------------

Комплектация:

- Блок управления VOLVERE i7
- Микромотор E-типа
- Педаль
- Подставка для наконечника

## PRESTO AQUA II

Не требующий смазки турбинный наконечник с системой подачи воды



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

—	<b>PRESTO AQUA II</b>	<b>Y150023</b>	<b>1 760\$</b>
---	-----------------------	----------------	----------------

- Блок управления PRESTO AQUA II
- Наконечник к PRESTO AQUA
- Переходник QD-J B3
- Воздушный шланг для PRESTO AQUA II
- Педаль (AFC-40)
- Вспомогательный шланг для PRESTO

## Наконечник PRESTO AQUA



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

—	<b>PRA-HP</b>	<b>T816</b>	<b>755\$</b>
---	---------------	-------------	--------------

- Наконечник PRESTO AQUA



—	<b>QD-J B3</b>	<b>T354051</b>	<b>98\$</b>
---	----------------	----------------	-------------

- Переходник для PRESTO AQUA

## Комплекты iCare



Два стандартных порта + два порта вращения

МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>iCare C2 Type (230V)</b>	<b>Y1002787</b>	<b>2 310\$</b>

Один стандартный порт + три порта вращения

МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>iCare C3 Type (230V)</b>	<b>Y1002788</b>	<b>2 570\$</b>

Комплектация  
 • Блок iCare • Адаптер для очистки цанги  
 • Шнур питания • Фильтр для головки наконечника  
 • Масло для техобслуживания для iCare (1 литр)  
 • Комплект масляных фильтров • Масляный абсорбер  
 • Воронка для заливки масла • Воздушный шланг

### Адаптеры iCare

МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>E-Type Adaptor*</b>	Для всех наконечников с разъемом E-типа* с оптикой и без оптики	<b>Z280035 140\$</b>
<b>PTL Adaptor</b>	Для турбин NSK под разъем переходника PTL	<b>Z257010 140\$</b>
<b>B2/M4 Adaptor</b>	Для турбин с 2-канальным разъемом Borden	<b>T904 70\$</b>
<b>KV Adaptor</b>	Для турбин KaVo® под разъем переходника MULTiflex® LUX	<b>Z257020 140\$</b>
<b>SR Adaptor</b>	Для турбин Sirona® под разъем переходника Sirona®	<b>Z257023 140\$</b>
<b>WH Adaptor</b>	Для турбин W&H® под разъем переходника Roto Quick	<b>Z257021 140\$</b>
<b>BA Adaptor*</b>	Для турбин Bien-Air® под разъем переходника Unifix®	<b>Z280022 140\$</b>
<b>F-Type Adaptor*</b>	Для головок к ENDO-MATE DT / TC2 / AT и ISD900	<b>Z280042 140\$</b>

\*Проконсультируйтесь с дилером по вопросу наличия адаптеров для наконечников других производителей.

## Принадлежности iCare



МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>Maintenance Oil</b>	<b>Z016130</b>	<b>145\$</b>
(1 канистра, 1 литр)		
<b>Maintenance Oil</b>	<b>Y1002783</b>	<b>770\$</b>
(набор из 6 канистр)		
<b>Mist Filter Set</b>	<b>Y900159</b>	<b>28\$</b>
Набор: 12 шт. масляных фильтров		
<b>Oil Absorber Sheet</b>	<b>U433135</b>	<b>8\$</b>
Набор: 10 масляных абсорберов		

## PANA SPRAY Plus




Информация предоставляется по запросу

### Насадки PANA SPRAY Plus

МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>Phatelus Spray</b>	Для высокоскоростных наконечников и пневматических моторов с разъемами Phatelus и Mach	<b>P183090 8\$</b>
<b>KV Nozzle</b>	Для KaVo® MULTiflex® LUX	<b>Z090051 15\$</b>
<b>SR Nozzle</b>	Для Sirona® Quick	<b>Z090052 15\$</b>
<b>WH Nozzle</b>	Для W&H® Roto Quick	<b>Z090054 15\$</b>
<b>BA Nozzle</b>	Для Bien-Air® Unifix®	<b>Z090053 15\$</b>
<b>Phatelus Contra Spray Nozzle</b>	Для головок к пневматическому мотору Phatelus Spray Nozzle	<b>M070090 8\$</b>
<b>E-Type Spray Nozzle</b>	Для наконечников с разъемом E-типа*	<b>Z019090 8\$</b>
<b>F-Type Spray Nozzle</b>	Для головок к ENDO-MATE TC2 / DT / AT и ISD900 Nozzle	<b>Z256090 11\$</b>


## Мульти-манометр



МОДЕЛЬ	Арт.	цена
<b>MG-4H</b>	<b>Z109400</b>	<b>450\$</b>
• Для 4-канального разъема Midwest и Midwest с оптикой		
<b>MG-2/3H</b>	<b>Z109200</b>	<b>450\$</b>
• Для 2/3-канального разъема Borden		

\*E-тип: соответствует стандарту ISO3964

## Авторизованные сервисные центры по ремонту и обслуживанию оборудования NSK:



- качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание
- проведение диагностики / экспертизы оборудования
- наличие оригинальных запчастей
- гарантия на проведенные работы и запчасти
- консультации по обслуживанию и эксплуатации оборудования

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Н. Селла** [www.nsell.ru](http://www.nsell.ru)  
111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12А, стр.1  
Тел.: +7 (495) 771-75-39 [tc@nsella.ru](mailto:tc@nsella.ru)

**Дентекс** [www.dentex.ru](http://www.dentex.ru)  
115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, стр. 2  
Тел.: +7 (495) 974-30-30 [service@dentex.ru](mailto:service@dentex.ru)

## СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Н. Селла** [www.nsellaspb.ru](http://www.nsellaspb.ru)  
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д. 15, корп. 3, лит. 3, офис 307  
Тел.: +7 (812) 313-19-31 [tcspp@nsella.ru](mailto:tcspp@nsella.ru)

## ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Вот-Сервис** [www.vot-service.ru](http://www.vot-service.ru)  
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Пановой, д. 34  
Тел.: +7 (863) 260-20-67 [vot-service@mail.ru](mailto:vot-service@mail.ru)

## УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Эдвайс** [www.advice-stom.ru](http://www.advice-stom.ru)  
454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина 13А, оф. 4  
Тел.: +7 (351) 724-33-33, 724-55-55 [info@advice-stom.ru](mailto:info@advice-stom.ru)

**Н.Селла**  
620014, Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, д.1,к.А, БЦ Президент, офис 13.2  
Тел.: +7 (343) 289-51-63

## ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Медиа Тех** <http://mediatech-nn.my1.ru>  
г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 65.  
Тел.: +7 (31) 251-14-74 Факс: +7 (31) 251-14-74 [mediatech-nn@yandex.ru](mailto:mediatech-nn@yandex.ru)

# Контактная информация

## Список официальных дилеров NSK в России

### Генеральный дистрибьютор

#### Н.СЕЛЛА

---

111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12а, стр. 1  
Тел./факс: +7 (495) 771-75-39 (многоканальный)  
nsk@nsella.ru, zakaznsk@nsella.ru  
www.nsella.ru

### Дистрибуция

#### ДЕНТЕКС

---

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12, стр. 1, 3-й этаж.  
Тел.: +7 (495) 974-30-30 (многоканальный)  
Тел.: +7 (800) 700-80-58 (Бесплатно по России)  
info@dentex.ru  
www.dentex.ru

## Список официальных дилеров NSK в СНГ

### АРМЕНИЯ

#### SZ Pharma

---

0015, г. Ереван, пр. Маштоца, д. 16а-2  
Тел.: +374 (10) 53-45-56  
Факс: +374 (10) 53-45-56  
szpharma@yahoo.com

### БЕЛАРУСЬ

#### ДЕНТАКОМПЛЕКС

---

220104, г. Минск, ул. Матусевича, д. 58 - 182  
Тел.: +375 17 3964726, +375 17 3964724, +375 29 6495048  
dentacomplex@gmail.com  
www.dentacomplex.by

### ЕМГ

---

220090, г. Минск, ул. Олешева, д.1/7н, офис 4  
ememg@proton.me  
www.e-medical.by

### ГРУЗИЯ

#### ELKADENT LTD

---

Ул. Бербуки, д.10, Тбилиси, Грузия  
Тел.: +995 555 322 773  
Тел.: +995 322 36 12 33  
Georgi Gabelaia

### SZ Pharm

---

0015, г. Ереван, пр. Маштоца, д. 16а-2  
Тел.: +374 (10) 53-45-56  
Факс: +374 (10) 53-45-56  
Почта: szpharma@yahoo.com

# Контактная информация

## Список официальных дилеров NSK в СНГ

### КАЗАХСТАН

#### Луч

050057, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 50

Тел.: +7 (727)274-01-57

Факс: +7 (727) 274-92-29

info1@luch.asia

www.luch.asia

г. Актау ..... Тел.: +7 (7292) 50-83-47, aktau@luch.asia  
г. Актобе ..... Тел.: +7 (7132) 52-15-36, aktobe@luch.asia  
г. Астана ..... Тел.: +7 (7172) 39-68-75, 39-83-26, astana1@luch.asia  
г. Караганда ..... Тел.: +7 (7212) 41-92-23, karaganda@luch.asia  
г. Кокшетау ..... Тел.: +7 (7162) 31-11-10, kokshetau@luch.asia  
г. Кызылорда ..... Тел.: +7 (7242) 70-08-28, kyzylorda@luch.asia  
г. Павлодар ..... Тел.: +7 (7182) 34-83-72, pavlodar@luch.asia  
г. Петропавловск ..... Тел.: +7 (7152) 46-10-47, petropavl@luch.asia  
г. Семей ..... Тел.: +7 (7222) 56-75-76, semei@luch.asia  
г. Тараз ..... Тел.: +7 (7262) 43-05-27, taraz@luch.asia  
г. Уральск ..... Тел.: +7 (7112) 50-84-23, uralsk@luch.asia  
г. Усть-Каменогорск ..... Тел.: +7 (7232) 61-29-44, uk-dir@luch.asia  
г. Шымкент ..... Тел.: +7 (7252) 46-72-00, 46-80-30, shimkent@luch.asia

#### Витайм

111500, г. Рудный, ул. Горняков, д.66

Тел.: 8 (7142)39-05-91

#### Астра-Дент

050008, г. Алматы, пр. Абая, д. 58А, 7 этаж

Тел.: +7 (771) 718-18-56, +7 (727) 391-08-28

Факс: +7 (727) 391-00-25

info@adent.kz

www.adent.kz

г. Актобе ..... Тел.: +7 (7132) 71-17-79, a.sarsenov@adent.kz  
г. Астана ..... Тел.: +7 (7172) 31-20-33, astana@adent.kz  
г. Атырау ..... Тел.: +7 (7122) 25-04-71, atyrau@adent.kz  
г. Караганда ..... Тел.: +7 (7212) 56-58-90, karaganda@adent.kz  
г. Шымкент ..... Тел.: +7 (7717) 18-18-54, shymkent@adent.kz  
г. Усть-Каменогорск ..... Тел.: +7 (771) 718-17-81, ust-kamenogorsk@adent.kz

#### ASKLEPIOS

050000, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 84А

Моб: +7 775 3900210

Тел: +7 727 3540210

Веб сайт: www.asklepios.kz

Почта: info@asklepios.kz

#### NORDSTOM

110008, г. Костанай, ул. Урожайная, д.16

Тел: +7 7142 93 21 21

Почта: info@nordstom.kz

## Список официальных дилеров NSK в СНГ

### УЗБЕКИСТАН

#### Серго-Дентал

100090, Ташкент, ул. Бабура, д.77

Тел.: +998 (71) 281-54-25

Факс: +998 (71) 281-54-08

info@sergo-dental.com

www.sergo-dental.com



---

NSK RUS LLC [www.nsk-russia.ru](http://www.nsk-russia.ru)  
2, Entuziastov bulvar, 11th floor, Moscow 109544, Russia  
TEL: +7 495 967 96 07 Service: +7 495 967 96 08

