


СОЗДАН ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Технологии | Инновации | Решения



Беспроводной



Сенсорный
экран



Контроль
времени



Оптические
наконечники

 **PRIMO**



ПРОСТО ЭКСТРАОРДИНАЛЬНО

PRIMO – это идеальное сочетание современных диодных лазерных технологий с инновациями и опытом компании MEDENCY в области стоматологии.

PRIMO предлагает множество вариантов применений и является идеальной альтернативой традиционным хирургическим методам таким, как электрокоагуляция и обычный скальпель. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу преимущества диодных лазеров доступны всем стоматологам: от начинающих практикантов до опытных профессионалов. Универсальное применение не влияет на увеличение эксплуатационных расходов, затраты на обслуживание остаются такими же низкими.

Разработан, сконструирован и изготовлен в Италии с любовью к новым идеям.



 **PRIMO**



ХИРУРГИЯ



ЭНДОДОНТИЯ



ПАРОДОНТОЛОГИЯ

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СВОЕЙ ПРАКТИКИ

Концепция Medency основана на современных решениях, проверенных временем и отличающихся повышенной функциональностью.

Весомый вклад в вашу работу.

- Портативное устройство, работающее от аккумулятора и беспроводной педали
- Удобные большие иконки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное программное обеспечение
- Режим Master Mode для опытных пользователей
- Адаптируемая настройка для всех типов тканей
- Прямое управление питанием с главного экрана
- Более 30 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры для хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкие фиброоптические наконечники и универсальные аксессуары



ТЕРАПИЯ



ИМПЛАНТОЛОГИЯ



КОСМЕТОЛОГИЯ



Эндодонтия

Оптический наконечник 200 μm

Эндодонтические наконечники имеют чрезвычайную гибкость и определённую длину, необходимую для достижения самых труднодоступных участков корневого канала.

Процедуры: снижение количества бактерий (обеззараживание) в корневом канале, пульпотомия.

Хирургия

Оптический наконечник 300 μm

Хирургические наконечники с лазером Primo обеспечивают качественный контроль при хирургических разрезах. Они идеально подходят для различных хирургических манипуляций менее инвазивным способом, нежели традиционным методом. Такая особенность позволяет специалистам избежать риска поломки наконечника во время эксплуатации или стерилизации.

Процедуры: абсцесс, гингивэктомия, депигментация, эпюлис, фиброма, френэктомия, гранулёма, удаление десневой впадины для оттиска коронки, гемангиома, удаление имплантата, мукоцеле, оперколэктомия.

Пародонтология

Оптический наконечник 400 μm

Пародонтологические наконечники обладают исключительной стойкостью для использования внутри десневого кармана и способствуют уменьшению количества бактерий и вирусов. Лазерная дезактивация обеспечивает превосходные результаты, особенно по сравнению с традиционными методами.

Процедуры: санация пародонтального кармана, активное удаление поражённых и инфицированных мягких тканей в пародонтальном кармане, обеззараживание десневого кармана, улучшение показателя кровоточивости дёсен и стабильности зубов.

ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ



Экстраоральная терапия

Раструбный наконечник – это аксессуар, применяемый вне полости рта при контакте с тканью. Он подходит для лечения всех послеоперационных воспалений и связанных с ними болей, а также является эффективным средством при заболевании височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Диаметр пятна луча составляет 22 мм.

Процедуры: ВНЧС – временное облегчение боли в суставах и контрактуры, обезболивание (анальгезия, контроль боли).



Внутриротовая терапия

БИО-наконечник – это внутриротовой инструмент, разработанный для проведения лазерной терапии даже в самой труднодоступной области полости рта. Преимущества БИО-наконечника позволяют быть универсальным решением для биостимуляции, заживления ран, применения ФДТ (фотодинамической терапии) и определения триггерных точек.

Процедуры: обезболивание, язвы, фиссуры, гнойнички, десенсибилизация, лейкоплакия.



Отбеливание

Отбеливающий наконечник предназначен для проведения эффективных процедур отбеливания. Широкая дуга позволяет полностью охватить каждый квадрант полости рта, обеспечивая наилучшую подачу лазерного излучения самым быстрым способом.

Процедуры: быстрая активация всех отбеливающих материалов для отбеливания зубов.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

По сравнению с традиционными стоматологическими техниками, лазерная стоматология обладает рядом преимуществ. Она помогает в несколько раз сократить болезненные ощущения, гарантируя пациентам максимальный комфорт. Кроме того, стоматологические лазеры более бесшумные, нежели другие инструменты, а некоторые процедуры, выполненные с использованием лазеров, проводятся без анестезии.

Популярные стоматологические лазерные процедуры:

- Удаление и изменение формы слизистой дёсен без кровотечения, отёков и инфицирования
- Ускоренное отбеливание зубов
- Уничтожение бактерий и восстановление карманов, поражённых заболеваниями пародонта
- Уменьшение боли, связанной с язвами и другими поражениями полости рта
- Восстановление здоровых тканей, нервов и удаление шрамов
- Терапия нижнечелюстного сустава для уменьшения боли и воспаления в суставе
- Детская стоматология для улучшения речи и кормления
- Косметологические процедуры для полного преображения улыбки



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО – У ВАС ПОД РУКОЙ


PRIMO предлагает широкий спектр безопасных и проверенных предустановленных параметров, позволяющих использовать лучший универсальный диодный лазер для ежедневной практики.

- Широкий сенсорный экран для быстрого взаимодействия
- Выбор в одно касание для лёгкой активации
- Интуитивно понятная цветовая панель для ускоренного определения мощности
- Быстрая настройка параметров мощности
- Быстрый доступ к избранным процедурам

MASTER MODE

Независимо от вашего профессионального уровня: от начинающего до опытного пользователя, Primo – это идеальное устройство для всех врачей-стоматологов.

Режим Master Mode для расширенных возможностей. PRIMO – это универсальный инструмент, который даёт опытному пользователю возможность самостоятельно настроить все параметры.



КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает устройству портативность и полную свободу использования устройства в любом помещении. Подключение ножной педали доступно в беспроводном и проводном варианте.



ИССЛЕДОВАНИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Области применения стоматологического лазера продолжают расширяться. Благодаря научным исследованиям и практическому обучению лечение при помощи лазера можно легко интегрировать в вашу практику.

Medency проводит сертификацию лазеров при поддержке лучших академий и университетов мирового уровня в этой области. Повышайте уровень компетенции с помощью современных технологий.