

A white and black dental operating microscope, model OMS2350, is shown against a black background. The microscope has a large eyepiece on the right, a central body with a control knob, and a base with a grey handle. A yellow starburst graphic is located at the bottom left of the image.

**zumax**

**Zumax Medical**


*И НЕВИДИМОЕ ВИДНО*

**OMS2350**

Стоматологический  
микроскоп

СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Поставляется в комплекте  
со встроенной видеокамерой  
Full HD



### Встроенная цифровая видеочамера FULL HD

Имеет непревзойденную цветопередачу и высокую четкость по приемлемой цене. Благодаря своим превосходным рабочим характеристикам, камера обеспечивает собственное разрешение 1080р/60р с HDMI-выходом, с увеличением разрешения до 900 строк на мониторе.




- ▶ Встроенная Full HD видеочамера с высоким разрешением видеоизображения 1920x1080р
- ▶ Инновационный HD CMOS сенсор (1/3 дюйма, 3.0 мегапикселей)
- ▶ HDMI-выход
- ▶ 1080/60р, 1080/50р




\*Напольный штатив

### Независимое перемещение бинокуляра и объектива



### Характеристики микроскопа OMS2350:

- ▶ Светодиодная подсветка новейшей разработки от ZUMAX обеспечивает яркий, белый, свободный от теней свет. Срок службы примененных светодиодов не менее 20 000 часов
- ▶ Шестипозиционный переключатель увеличения
- ▶ Встроенная цифровая FULL HD видеочамера последней модели с идеальной цветопередачей и высоким разрешением
- ▶ Компактность, мобильность, удобство в использовании





**zumax**

**Zumax Medical**

*И НЕВИДИМОЕ ВИДНО*

## **OMS2350**

Стоматологический  
микроскоп

СО СВЕТОДИОДНОЙ  
ПОДСВЕТКОЙ





# Операционный стоматологический микроскоп ZUMAX

напольное  
исполнение



потолочное  
исполнение



настенное  
исполнение




## Технические характеристики:

- Увеличение: 2,8x; 4,2x; 6,9x; 10,4x; 17,0x; 25,6x
- Фокус объектива: F=250 мм
- Бинокуляр с изменяемым углом наклона: 0° - 180°
- Регулировка межзрачкового расстояния: 52...76 мм
- Широкоугольные окуляры: 12,5x
- Система тонкой фокусировки
- Интегрированная система светодиодного освещения
- Желтый и зеленый светофильтры

## Вес брутто / нетто :

- Напольного исполнения 125 кг / 86 кг
- Потолочного исполнения 95 кг / 56 кг
- Настенного исполнения 80 кг / 41 кг

## Дополнительные принадлежности



## Принадлежности:

- а. Делитель луча 50% : 50% и 20% : 80%
- б. Удлинитель 30° с делителем луча 50% : 50% и 20% : 80%
- в. Удлинитель бинокулярный 45°
- г. Адаптер для цифрового фотоаппарата или видеокамеры
- д. Поворотное кольцо
- е. Ирисовая диафрагма
- ж. Встроенная цифровая видеокамера Full HD или 1/3" CCD