

КАТАЛОГ

Оборудование

Интраоральный сканер

Интраоральный сканер Runyes IOS-11 V6



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование

Интраоральный сканер

IOS-11 V6 – интраоральный 3D-сканер нового поколения для цифровой стоматологии, сочетающий высокую точность и скорость сканирования. Устройство оснащено усовершенствованной оптической системой и интеллектуальным ПО для комфортной ежедневной работы врача, а эргономичный дизайн облегчает доступ к сложным анатомическим участкам.

В отличие от модели IOS-11 V5 сканер IOS-11 V6 оснащен как проводным, так и беспроводным интерфейсом.

Портативное устройство	Размеры (Д x Ш x В)	260x40x32 мм
	Вес	230 г (включая аккумулятор)
Наконечник	Стандартный размер наконечника	115×20.5×18 мм
	Малый размер наконечника	115x17x13.5 мм
	Область сканирования (стандарт)	16×14 мм
	Область сканирования (малая)	12×10 мм
	Глубина резкости	25 мм
	Автоклавируемый	До 100 раз при температуре 121°C 16 минут, при температуре 134°C 4 минуты
Точность	Коронка	<10 мкм
	Полная зубная дуга	<20 мкм
Скорость сканирования	Одной дуги	25 сек
	Полная дуга с окклюзией	60 сек
Калибровка		не требуется
Форматы		STL, OBJ, PLY
Подключение		USB 3.0
Доступные языки		Английский, русский, китайский и т.д.

Категория	Рекомендуемый ноутбук	Рекомендуемый настольный компьютер
Процессор	Intel Core i7-11700H	Intel Core i7-11700
Оперативная память	16 ГБ или выше	
Видеокарта	"NVIDIA GeForce 3060 или выше Память более 6 Гб (Не поддерживаются видеокарты AMD)	
Жесткий диск	Твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ и выше	
Разрешение экрана	1920X 1080, 60 Гц	
Система	Windows 10/11 Pro/Corporate Edition(64-bit)	
Порт ввода/вывода	Порт USB 3.0 (или выше)	
Потребляемая мощность	25 v/A	

Преимущества:

- Режим бесперебойной работы.
- Более высокая точность сканирования.
- Высокая скорость сканирования.
- Беспроводное подключение по двух диапазонному Wi-Fi.
- Сверхдолгое время работы от аккумулятора.
- Меньший вес.
- Увеличенное и сверхглубокое поле обзора.