

ANHEL

Ваш персональный менеджер

Телефон:
www.anel.ru

Стерилизатор паровой медицинский

Romax

YS-18L / YS-22L



РЗН №2021/15011

ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.45874/22

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Камера: 18 л, 22 л
- Тип загрузки: фронтальный
- Программа: 5 предустановленных программ стерилизации
- Программы тестирования: V&D / Helix / Vacuum
- Вывод данных: термопринтер (опционально)
- Безопасность: механическая
- Генерация пара: отдельный парогенератор
- Бак для воды: 2 *4л
- Класс: В
- Частота: 50 Гц
- Мощность: 1,7 кВт
- Температура стерилизации: 105° - 134°
- Максимальное рабочее давление: 0.21-0.23МРА
- Рекомендованный срок службы: 5 лет
- Материал камеры: нержавеющая сталь
- Тип экрана: цифровой
- Размер экрана: 2,5 x 2 см / 3,8 x 2 см
- Замковая система дверей: механическая



ОПИСАНИЕ

- ☒ Стерилизатор медицинский класса В, относится к автоматическому типу стерилизаторов, которые легки в эксплуатации.
Параметры и условия программы отображаются автоматически на экране во время стерилизации. При возникновении проблемы прозвучит звуковой сигнал. При перегреве устройства или превышении рекомендованного давления стерилизатор автоматически прекратит работу для обеспечения безопасности пользователя. Внутри стерилизатора находится отдельный резервуар для сбора использованной воды и пара для обеспечения чистоты внутренних трубок от грязной воды.
- ☒ Стерилизатор предназначен для использования в медицинских целях, в общей врачебной практике, стоматологии, ветеринарии, косметологии.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- ☒ 121°C Твердая загрузка 20 мин 121°C 110 кПа
- ☒ 121°C Универсальная 20 мин 121°C 110 кПа
- ☒ 134°C Твердая загрузка 4 мин 134°C 210 кПа
- ☒ 134°C Универсальная 4 мин 134°C 210 кПа
- ☒ 134°C Хлопок 4 мин 134°C 210 кПа
- ☒ В&D (Геликс) 3,5 мин 134°C 210 кПа
- ☒ Вакуумный тест



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Трехуровневая стойка с 3 лотками
- ☒ Экстрактор (используется для выемки простерилизованного материала)
- ☒ Дренажная трубка для слива воды
- ☒ Сетевой шнур питания
- ☒ Комплект документации: Руководство пользователя, гарантийный талон.

ИНФОРМАЦИЯ О НАС

Эксклюзивный дилер и официальный представитель
на территории РФ - ООО «Анхел Трейдинг»

ООО «Анхел Трейдинг»
410031, ул. Валовая, 61/67, Саратов, Саратовская обл.
Оптовый отдел 8 800 775 90 38
Розничный отдел 8 800 700 38 20
e-mail: info@anhel.ru
http://www.anhel.ru

СТОИМОСТЬ:

Ваш персональный менеджер

Телефон:

www.anhel.ru