

ALLTION МОДЕЛЬ AM-5000VF



ПРЕИМУЩЕСТВА

- в маленькой головной части встроена мультимедийная система премиального уровня со специальным программным обеспечением
- все провода спрятаны в балансирующее плечо, что создает эстетичный вид микроскопу
- модульная конструкция предоставляет возможность модернизировать и дооснастить без помощи инженеров
- все линзы апохроматические и изготовлены из высококачественного сырья

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диаметр поля зрения: 72 мм (расстояние 250 мм)
- источник света: светодиодная (LED) лампа
- максимальный показатель освещения: свыше 100 000 Lux
- варианты крепления: настенный, потолочный, напольный мобильный, напольный фиксированный, настольный
- цветовая температура 5500K
- цветопередача $\geq 85\%$
- светодиод Long-life LED: $\geq 50,000$ часов
- окуляры 18 мм с увеличением 12,5x
- диапазон диоптрии окуляров: +/- 6D
- регулируемый прорезиненный наглазник
- биноклярный тубус с тонкой настройкой межзрачкового расстояния 0-180°
- диапазон межзрачкового расстояния: от 50 мм до 75 мм
- 6-и ступенчатое револьверное увеличение (2.8x-25.6x)
- фильтры встроенные: флуоресцентный, оранжевый и зеленый
- диафрагмы: 3 размера светового пятна (минимальный, средний и максимальный)
- вариоскопический апохроматический объектив с диапазоном 198-455 мм

**БИНОКУЛЯРНЫЙ
УДЛИНИТЕЛЬ 30° С
ПОВОРОТНЫМ КОЛЬЦОМ В
ПОДАРОК**

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ВСТРОЕННАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА ALLCAM2

- 1/2"SONY CMOS с высокой чувствительностью и низким уровнем шума
- разрешение: FULL HD, 60 кадров в секунду (16: 9)
- форматы: Фото: формат JPG;
- Видео: формат MP4

ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- основные функции: стоп-кадр, фото, запись видео, автоматическая экспозиция, баланс белого, воспроизведение и перекрестная кривая
- эффекты изображения: значение экспозиции, улучшение яркости, усиление RGB, регулировка насыщенности, коэффициент контрастности, четкость и HDR (расширенный динамический диапазон)
- расширенные функции: горизонтальный и вертикальный реверс, цифровой ZOOM, AOI (автоматический оптический контроль) и сравнение изображений онлайн
- передача изображения: поддержка передачи в реальном времени с помощью встроенного WiFi и HDMI кабеля
- настройки системы: автоматическое присвоение имени, отображение/скрытие времени, отображение/скрытие логотипа, информация о версии, настройка языка, настройка разрешения, настройка присвоения имени, обновление системы, сброс настроек к заводским настройкам, внутренний/внешний WIFI

**ЦЕНА:
\$18.500**