

NEW!!! Сканер фосфорных пластин KaVo Scan eXam One



KaVo Scan eXam One – Одно решение для всех задач

Продвинутый алгоритм обработки цифровых изображений обеспечивает достоверные результаты снимок за снимком. Превосходное качество изображений достигается даже при использовании заводских настроек аппарата, при этом вы легко можете их отрегулировать согласно вашим диагностическим предпочтениям.




Качественные результаты снимок за снимком
Фосфорные пластины для KaVo Scan eXam One обладают широким динамическим диапазоном, что позволяет получить необходимую диагностическую информацию в мельчайших деталях. Просто вставьте пластинку в аппарат.



Простое управление, компактное размещение.



Комфортно для пациента, как при использовании пленки. Гигиенично - безопасность для вашего пациента, пластины и аппарат надежно защищены от попадания болезнетворных бактерий.



Scan eXam One – также просто, как работать с пленкой
Специальные пластинки многократного использования обеспечивают легкий и удобный порядок действий. Весь процесс обработки занимает всего несколько секунд. Система действует в условиях обычного дневного освещения, химикатов не требуется.

Единое решение для одного или нескольких кабинетов
KaVo Scan eXam One – отличный выбор и для получения интраоральных снимков прямо в вашем стоматологическом кабинете, и для работы в локальной сети.

KaVo Scan eXam One занимает мало места и имеет привлекательный дизайн. Выбирайте, какой из пяти цветов подойдет вашему кабинету.



Техническая спецификация

Технология	Пластинки многократного использования (светостимулируемая фосфорная пластинка)
Размер пикселя	30 мкм / 60 мкм
Разрешение сканирования	17 пар линий / мм
Глубина цвета изображения	16 бит
Подключение к ПК	Стандартное сетевое подключение (Ethernet RJ45), сетевой протокол DHCP
Размеры	168 мм x 233 мм x 328 мм
Масса	4 кг
Напряжение электросети	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Операционная система	Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Комплектация	Набор пластин: 2 шт. размера 1, 2 шт. размера 2; Защитные чехлы: 200 шт. размера 1, 200 шт. размера 2 Гигиенические пакеты: 200 шт. размера 1, 200 шт. размера 2 Ёмкость для хранения пластин ПО CliniView 10 «плавающих» рабочих мест Инструкции на аппарат и ПО


Контакты отдела продаж:

Ольга Кустова +7-925-502-42-62
olga.kustova@kavokerr.com

Елена Чаутидзе +7-925-082-20-72
elena.chautidze@kavokerr.com

Роман Демин +7-925-005-14-54
roman.Demin@kavokerr.com

Олег Илюшин +7-925-781-96-83
oleg.ilyushin@kavokerr.com



Test-drive

Попробуйте новый Scan eXam One в своей клинике.

Бесплатно

