


KaVo ESTETICA® E30

Вы непременно
в нее влюбитесь.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo ESTETICA® E30

KaVo ESTETICA® E30 – доступно все, о чем вы так давно мечтали.

KaVo ESTETICA® E30 – прекрасный внешний вид и продуманное содержание.

KaVo ESTETICA® E30 открывает новое измерение того, что KaVo называет Dental Excellence – высочайшего качества, надежности и эффективности, традиционно присущих KaVo – и все это по очень привлекательной цене.

Простота применения и комфорт, безопасность и экономичность – все это представлено в новой установке ESTETICA® E30. Она сочетает удобство и эффективность, что особенно важно в Вашей ежедневной работе.

Конструкция установки позволяет очень просто подстраивать её к Вашему индивидуальному стилю работы.

KaVo ESTETICA® E30 – версия с нижней подачей инструментов.

Умные технологии с любовью к деталям.

Каждый элемент KaVo ESTETICA® E30 нацелен на эффективность, удобство и простоту в использовании. Отлично подобранные компоненты гарантируют экономичную работу в сочетании с высокой надежностью. Интегрированные сервисные функции обеспечивают низкую стоимость и безопасность эксплуатации.



Стильное разнообразие на Ваш взыскательный вкус.

KaVo ESTETICA® E30 предлагает вам две линии с разными комплектами аксессуаров: линия Essential – это высокое качество базовой конфигурации и линия Evolution для тех, кто еще более требователен в своем выборе.

Версия с нижней подачей инструментов.

Компактный элемент врача обеспечивает полную свободу движений в любой клинической ситуации, а также правильное и естественное положение вашего тела и осанку. Встроенный дисплей обеспечивает отличную визуализацию всех функций элемента врача.


Версия с верхней подачей инструментов.

Доступ к идеально сбалансированным наконечникам осуществляется быстро и безопасно. Длина шлангов является оптимальной для того, чтобы расположить модуль врача в положении, наиболее удобном для Вас.

Полностью адаптируется к Вашим потребностям.

Сложно быть левшой в мире, где все сделано для людей, работающих правой рукой. Поэтому стоматологическая установка KaVo ESTETICA® E30 разработана таким образом, чтобы работа с ней была одинаково удобна с обеих сторон от кресла. При необходимости Вы сможете за две минуты и без помощи инженера поменять ориентацию установки с левосторонней на правостороннюю.

KaVo ESTETICA® E30 – Ваш надежный партнер в государственной, частной или университетской стоматологической клинике.



Идеальна для тех, кто работает как правой...

...так и левой рукой.



Когда работа – в удовольствие.

Доверьтесь интуиции – и Вы быстро познакомитесь с элементом врача.

Все, что находится на элементе врача, расположено именно там, где вы ожидаете это увидеть. Используйте кнопки и понятную цветовую схему KaVo для работы с инструментами, креслом пациента и освещением. Процесс управления ими предельно прост.

Элемент врача может быть адаптирован исходя из ваших потребностей. Мы предлагаем вам проверенное качество линии Essential с микромотором INTRA LUX KL 701 и встроенным ультразвуковым скейлером PIEZOsoft, но, возможно, Ваш выбор будет в пользу линии Evolution, в комплекте которой бесшумный микромотор INTRA LUX KL 703 LED с опциональной эндофункцией и скейлер PiezoLED для высокоэффективной очистки зубов.

Каждая из линий стоматологической установки KaVo ESTETICA® E30 разработана с возможностью конфигурации пяти держателей наконечников и одного держателя подноса как справа, так и слева от кресла.

Ваши преимущества:

Простое управление функциями благодаря понятной логике кнопок и наглядной панели управления


Вся информация удобно отображается на встроенном дисплее

Быстрое выполнение клинических процедур и расслабленная рабочая поза врача, поскольку все расположено на доступном расстоянии



Используйте элемент врача с комфортом.





Эргономичные возможности для каждого вида лечения: низкая высота инструментального блока – всего 45 см с учетом рычага в максимально поднятом положении, сбалансированные фиксаторы инструментальных шлангов в двух положениях, максимальная длина шланга – 90 см.

Процесс лечения именно такой, как Вам удобно.

Конструкция установки позволяет очень просто подстраивать её к Вашему индивидуальному стилю работы: сбоку или за головой пациента, сидя или стоя, с ассистентом или без.


Обе версии: как с верхней, так и с нижней подачей сконструированы максимально эргономично для того, чтобы процедура лечения была легкой и эффективной.

Больше гибкости во всем.

Оптимальная длина инструментальных шлангов предоставляет полную свободу движений, а встроенный механизм фиксаторов – особый комфорт работы.

SMARTdrive: оттачивайте Ваши навыки.

Точность, эффективность, экономия времени препарирования – все это доступно в новой KaVo ESTETICA® E30 благодаря серийно устанавливаемому на установках премиального класса блоку управления микромотором SMARTdrive. Эта функция обеспечивает максимальный крутящий момент и безвибрационную работу микромотора с момента старта работы даже на минимальной скорости 100 об./мин.



Используйте все преимущества работы с микромоторами KaVo SMARTdrive на любых оборотах

Пациенты по достоинству Вас оценят...

Подчеркните индивидуальность в Вашей работе.


Цветовая гамма KaVo настолько разнообразна, что Вы обязательно найдете оттенок в соответствии с Вашими индивидуальными предпочтениями. Любой выбранный Вами тон отделки будет великолепно контрастировать с белоснежными элементами стоматологической установки.




Цвет обивки

Идеальное положение для Ваших пациентов.

Ваш пациент находится в комфортном и правильном положении, чувствуя себя прекрасно и реже меняя положение тела даже при длительных процедурах. Крупным и тяжелым пациентам конструкция кресла дает возможность разместиться в кресле безопасно и удобно. Это существенный плюс для Вас: можно полностью сосредоточиться на лечении.



Мягкая обивка кресла обеспечивает превосходный уровень комфорта для пациентов.



Двухсуставный подголовник можно легко и быстро отрегулировать всего одним движением.

Ваша рабочая поза также удобна и расслаблена благодаря регулируемой высоте кресла пациента – от 350 мм до 830 мм – что обеспечивает эргономичность вашей работы в любой лечебной позиции.




...а Ваш ассистент – новую установку KaVo ESTETICA® E30!

Ваши руки всегда свободны с ножной педалью KaVo.

Преимущества многофункциональной ножной педали KaVo:

- Обеспечивает удобство и гигиену лечебного процесса
- Легкость и эргономика работы
- Горизонтальный элемент управления инструментами движется вправо-влево
- Позволяет сосредоточиться на работе, при этом Ваши ноги отдыхают в удобном положении

Управляйте всеми движениями кресла и функциями инструментов одной ногой – Ваши руки свободны для тщательной работы с пациентом при абсолютном соблюдении гигиены.



У Вашего ассистента все под контролем.

Элемент ассистента прост в использовании благодаря наглядно обозначенным функциям и кнопкам прямого выбора.

Эргономичная и естественная рабочая поза Вашего ассистента благодаря поворотной конструкции вспомогательного модуля.

Компактный гидроблок с возможностью поворота до 60° обеспечивает наилучший доступ ассистента врача-стоматолога к пациенту.



Элемент ассистента – просто и удобно с кнопками прямого выбора.



KaVo ESTETICA® E30

Абсолютно чисто...

Бескомпромиссная очистка.

С KaVo ESTETICA® E30 тщательная и безопасная очистка стоматологической установки становится предельно простой. Многие элементы установки являются съемными, такие как плевательница или силиконовый коврик, что является важным фактором для быстрой и надежной гигиены. Фильтры легко меняются и чистятся, что существенно экономит рабочее время. Эффективность гигиены – эффективность в экономии Вашего времени.



Исключительная гигиена.

KaVo ESTETICA® E30 отвечает самым строгим DVGW стандартам и обеспечивает гигиеническую безопасность и стабильный бактериостатический эффект в Вашей повседневной работе.

Безопасность окружающей среды и эффективное очищение с DEKASEPTOL.



Биодеградирующий дезинфицирующий гель DEKASEPTOL – это эффективное и надежное средство для ежедневной гигиены аспирационной системы.



Бескомпромиссная дезинфекция благодаря съемным компонентам, таким как силиконовая накладка на инструментальном блоке, держатели наконечников, плевательница и легкозаменяемый фильтр.

Ваши преимущества:

Уверенная каждодневная гигиена без потерь времени благодаря надёжным гигиеническим функциям для стабильного бактериостатического эффекта

Надежная гигиеническая обработка даже после продолжительных пауз в работе благодаря функции интенсивной бактерицидной обработки

Съемные части для ускорения и повышения качества гигиены

...и полностью безопасно.

Особенности антиретракционной системы против перекрестной инфекции.

Для предотвращения обратного попадания загрязненной воды внутрь установки KaVo ESTETICA® E30, все наконечники и микромоторы KaVo оснащены продуманной антиретракционной системой. Это надежно защищает магистраль подачи воды и, следовательно, всех участников процесса – Вас, Вашего ассистента, Вашего пациента.

Идеальная защита Ваших инвестиций.

Немецкое качество компонентов ESTETICA® E30, высокие эксплуатационные характеристики и передовые сервисные функции обеспечивают длительную и безопасную эксплуатацию установки. KaVo ESTETICA® E30 может быть подключена к централизованной системе управления стоматологическим оборудованием и учета рабочих процессов клиники.

Made in Germany – на это можно положиться.

С KaVo ESTETICA® E30 вы не рискуете и можете положиться на качество «Сделано в Германии».



Всегда на современном уровне.

Сложные современные технологии делают KaVo ESTETICA® E30 прибыльной инвестицией – сейчас и на будущее. Для того, чтобы программное обеспечение KaVo ESTETICA® E30 шло в ногу со временем, обновления или расширения могут быть загружены эффективно и экономно через центральное обновление программного обеспечения.





Линия Essential – надежность и эффективность.



Совершенство обязательно.

У доктора Николь Штаренка (Nycole Starenka) очень большие ожидания от ее стоматологического оборудования, но поскольку она лишь начинает работу, то должна внимательно контролировать затраты. Именно поэтому она выбрала KaVo ESTETICA® E30 в конфигурации Essential. Николь сможет работать эффективно и надежно с самого начала и проявить в работе со своими пациентами максимальный профессионализм.



Линия Essential – профессиональное решение с первых дней Вашей стоматологической практики.

1. Новый диодный светильник MAIA LED

Система гибкого позиционирования
От 3 000 до 35 000 люкс
Постоянная цветовая температура (равная 5 000 К)
Коэффициент цветопередачи CRI равен 85

2. Операционный светильник EDI

Качество, проверенное временем
От 8 000 до 25 000 люкс
Цветовая температура 5 000 К
Съемные, термодезинфицируемые, стерилизуемые ручки

3. Микромотор KaVo INTRA LUX KL 701

Экономичная и удобная работа благодаря компактному дизайну и малому весу
Простая в обслуживании бесколлекторная конструкция для высокой надежности

4. Скейлер KaVo PIEZOsoft

Интеллектуальная технология для успешного лечения
Доступны 3 различных насадки
Точное, эффективное удаление отложений через контролируемые линейные колебания

5. Фотополимеризатор Poly One

Современная светодиодная технология
Мощность светового потока до 600 мВт/см²
Регулируемое время освещения

6. Трехфункциональный пистолет вода-воздух One

Съемная и стерилизуемая канюля



Линия Evolution – комфорт и инновационная технология.



Концепция мульти-функционального кресла!

Доктор Хуан Гильерме Гонсалес (Juan Guilherme Gonzales) выбрал для своей практики установку KaVo ESTETICA® E30 в конфигурации Evolution. Такое решение позволит ему предложить своим пациентам надежное и комфортное лечение зубов с самым современным и технологичным оборудованием.



1.



2.



3.



4.



5.

Конфигурация Evolution – выгодная инвестиция в Ваше будущее.

1. Операционный светильник KaVoLUX 540 LED

Интенсивность до 40,000 люкс
Равномерное, четко сфокусированное, бестеневое световое поле
Режим COMPOsave и индивидуальный режим освещения
Удобен и практичен в использовании
Длительный срок службы и минимальное потребление энергии

2. Микромотор KaVo INTRA LUX KL 703 LED

Сокращение массы на 30% и длины на 25%
Простая в обслуживании бесколлекторная конструкция и диодная подсветка для высокой надежности и качества
Дизайн микромотора предоставляет превосходную эргономику и оптимальный баланс
Возможность интеграции функции Endo для совершенствования лечебного процесса

3. Скейлер KaVo PiezoLED

Инновационная технология KaVo CARE с интеллектуальным управлением, обратной связью и повышенной скоростью удаления отложений
Индивидуальная регулировка мощности с 4 различными режимами
Широкий спектр показаний к применению
Отличное качество освещения благодаря современной светодиодной технологии

4. Фотополимеризатор KaVo Satelec MiniLED

Три программы на выбор (стандартная, импульсный режим, плавный старт)
Мощность светового потока 1300 мВт/см

5. Трехфункциональный пистолет вода-воздух

Оптимальное управление и высокое качество материалов
Съемные стерилизуемые канюля и внешний корпус



KaVo ESTETICA® E30 Опции.

	TM	S		TM	S
Кресло пациента			Элемент ассистента		
Мягкая обивка	●	●	Модуль управления Comfort	●	●
Положение Тренделенбурга	○	○	Слюноотсос Вентури	●	●
			Пылеотсос Вентури	●	●
Спинка сиденья			Слюноотсос вакуумный	●	●
Спинка сиденья Progress	●	●	Пылеотсос вакуумный	●	● ¹
			Трехфункциональный пистолет вода-воздух One	○	○
Подголовник			Трехфункциональный пистолет вода-воздух	○	○
Подголовник с двойной артикуляцией и поворотным фиксатором	●	●	Фотополимеризатор Poly One	○	○
			Фотополимеризатор Poly Satelec MiniLED	○	○
Подлокотник			Крепление для держателя подносов	○	○
Левый	●	●	Поворотный элемент ассистента	●	●
Правый	○	○			
			Гидроблок		
Элемент врача			Керамическая плевательница	●	●
Воздушный шланг для турбины с подсветкой LUX	○	○	Система VACUstop	●	● ²
Микромотор INTRA LUX KL701	○	○	Постоянная дезинфекция	●	● ³
Микромотор INTRA LUX KL703 LED	○	○	Интенсивная дезинфекция (ручной режим, емкость)	●	●
Трехфункциональный пистолет вода-воздух One	●	●	Поворотная плевательница	○	○
Трехфункциональный пистолет вода-воздух	○	○	Бойлер для подогрева воды	○	○
2-й воздушный шланг для турбины с подсветкой LUX	○	○	Пластиковый кожух, закрывающий емкость автономной подачи воды	●	●
2-й микромотор INTRA LUX KL 701	○	○			
2-й микромотор INTRA LUX KL 703 LED	○	○	Система электроснабжения		
Функция микромотора SMARTdrive	●	●	Блок подачи магистральной воды Compact	●	●
Функция микромотора Endo с контролем крутящего момента	○	○	Блок автономной подачи воды DVGW	x	x
Ультразвуковой скейлер PIEZOsoft	○	○			
Ультразвуковой скейлер PiezoLED	○	○	Система аспирации		
Негатоскоп малый r	○	○	Аспирация Вентури	x	x
Держатель американского подноса	x	x	Внешняя влажная аспирация с оттоком из плевательницы в канализацию	x	x
Держатель для 1 стандартного подноса	x	x	Внешняя влажная аспирация с оттоком из плевательницы в помпу	x	x
Держатель для 2-х стандартных подносов	x	x			
			Прочие функции		
			Адаптация для правой/левой руки	○	○
			Централизованное обновление ПО	●	●
			Операционный светильник EDI	○	○
			Операционный светильник MAIA LED	○	○
			Операционный светильник KaVoLUX 540 LED	○	○
			Стойка светильника	○	○
			Сервисный бокс для пациента	○	○
			Гель DEKASEPTOL	○	○
			Гигиенический комплект	○	○

● Стандартное оборудование ○ Доп. оборудование x Должно быть выбрано

- 1 С внешней влажной аспирацией
 2 С эжектором и внешним аспиратором
 3 С блоком автономной подачи воды DVGW

