Aidite Rapid 5

Высокопроизводительный внутриротовый сканер Aidite



Менее 6 унций

Весит менее 6 унций. Прибор Rapid 5 предназначен для превосходного управления и снижения усталости рук. Сбалансированная эргономичная форма прибора естественным образом адаптируется к различным углам сканирования и индивидуальным предпочтениям врача.

Технические характеристики

Размеры:	**246 mm x 40 mm x 34 mm**
Масса:	**162 g**
Глубина резкости:	**25mm**
Точность:	**Одиночная коронка: 10 мкм, Полная дуга: 20 мкм**
Скорость:	**Одиночная арка: 25 секунд, полная арка: 60 секунд**
Режим подключения:	**Проводной**

Точность 10 мкм

Уверенно фиксируйте мельчайшие детали полости рта. С точностью до 10 мкм Rapid 5 воспроизводит ультратонкие структуры тканей, что позволяет ставить высокоточные диагнозы и планировать лечение в зависимости от ситуации.

Глубина резкости 25 мм

Глубина резкости 25 мм обеспечивает полное изображение структур полости рта за одно сканирование, сокращая необходимость в повторных проходах и сводя к минимуму время пребывания в кресле.